


BIO-RAD

抗體 AlamarBlue Mycoplasma Removal Agent Annexin V Detection Kit

全系列 8 折

AlamarBlue 細胞活性分析


- 快速，穩定，無毒細胞生長測定
- 敏感度高，只需50顆細胞
- 無需破壞細胞，突破傳統MTT方式
- 經細胞代謝，由藍色(氧化態)轉變為粉紅色(還原態)



料號	產品	規格 (96-well plate)
BUF012A	AlamarBlue®	2,500 wells
BUF012B	AlamarBlue®	10,000 wells

Mycoplasma Removal Agent

- 使用簡單 1:100 倍稀釋加入，無細胞毒性，不影響細胞生長
- 只需 短短七天，立即見效
- 有效對抗多種黴漿菌



料號	產品	規格
BUF035	MRA	5 mL

LYNX Rapid (Plus) Conjugation Kit


螢光或 Biotin 標定新利器

特價 8 折

- 30 秒簡易手動操作，再加上 15 分鐘 (Plus kit) 或 3 小時反應時間，即完成 Conjugation
- 省去再次純化步驟，百分百回收，立即使用
- 提供 Biotin / Streptavidin / Alkaline-phosphatase / HRP / 各式 Fluorophore kits 供選擇




產品連結



3個簡單操作步驟 只需30秒手動操作時間

Annexin V Kit Apoptosis 完美偵測

- 提供小包裝供測試 (25/50 Tests)
- 實驗套組中含 Propidium iodide (PI) 用以分辨 Secondary necrotic 和 apoptotic 的細胞 (如右圖所示)
- 有多種偵測型式與螢光可供選擇 (Biotin/FITC/APC/PE)



資料來自 #ANNEX100F