



主打款產品
優惠推薦

買2送1



最大回收率

溶液型
產品





easy-BLUE™ Total RNA Extraction Kit #17061



- 利用飽和苯酚與氯仿的分層萃取出樣本中的total RNA
- 降低苯酚的刺激氣味，操作環境更舒適
- 使用藍色染料，有機層/水層分界線更明顯
- 針對各類樣本提供最適合的操作指引：細胞、組織、植物等

經濟實惠



類別	產品編號	名稱	包裝	產品介紹
RNA萃取	17061	Easy-Blue™ Total RNA Extraction Kit	100 mL	Cell suspension / Tissues
cDNA合成	25087	HiSenScript™ RH(-) RT PreMix kit	96 tubes	高靈敏度，只需少量RNA已分裝，使用上省時便利
	25081	Maxime™ RT PreMix Kit (Oligo dT Primer), 20 ul	96 tubes	專為Oligo-dT Primer設計
	25082	Maxime™ RT PreMix Kit (Random Primer), 20 ul	96 tubes	專為Random Primer設計
PCR放大	25173	i-StarMAX™ II DNA Polymerase with Buffer, dNTPs	250 U	Hot-start 酵素 Proof-reading 修正功能
	25028	2X PCR Master mix Solution (i-Taq)	1 mL x 5	搭配基本款酵素
	25186	2X PCR Master mix Solution (i-pfu)	0.5 mL x 2	Proof-reading 修正功能
膠體染料	21141	RedSafe™ Nucleic Acid Staining Solution	1 mL	核酸電泳 EtBr 的安全替代方案

👍 PRO-PREP™ Protein Extraction Solution #17081/17081.1



- 17081預混入5種Protease抑制物
- 反應20-30 min完成萃取
- EDTA free版本17081.1 含4種protease抑制物 (另附EDTA可按需求添加)
- 細胞組織皆適用

PMSF	serine /thio protease抑制物
添加濃度	1.0mM (174ug/ml)
Pepstatin A	acid protease抑制物
添加濃度	1uM (0.7ug/ml)
Leupeptin	serine protease抑制物
添加濃度	1uM (0.5ug/ml)
Aprotinin	serine/thiol protease抑制物
添加濃度	0.1uM (2.0ug/ml)
EDTA	metaloprotease抑制物
添加濃度	1.0mM

👍 SMART™ BCA Protein Assay Kit #21071



- 以二價銅離子還原呈色法進行蛋白質定量
- 比起Bradford assay嵌合法，對蛋白的偵測準確度更高
- 線性範圍涵蓋廣 (BSA: 20 ~ 2,000 ug/ml.)
- 對含離子或非離子性的detergent樣品 (SDS, Triton X-100) 較具有耐受性

類別	產品編號	名稱	包裝
蛋白質萃取	17081	PRO-PREP Protein Extraction Solution (Cell/Tissue)	100 mL
	17081.1	PRO-PREP Protein Extraction Solution (Cell/Tissue) EDTA-free	100 mL
Sample Dye	IBS-BS002	5X SDS-PAGE loading buffer w/ DTT	10 mL

👍 細菌 / 細胞篩選用抗生素 **強力推薦!!!**

產品編號	名稱	包裝
ITP-AMP201/-1	Ampicillin, Sodium Salt	5g / 25g
IBS-BA021	Ampicillin (100mg/mL)	20 mL
ITP-KAN201/-1	Kanamycin Monosulfate	5g / 10g
IBS-BK001	Kanamycin (50mg/mL)	20 mL
ITP-CLR201	Chloramphenicol	5g
IBS-BC017	Chloramphenicol (100 mg/mL in ethanol: IPA (95:5))	10 mL
ITP-NEO201	Neomycin Sulfate	10g
ITP-GEN418	G418 Sulfate	500 mg
ITP-GEN418S	G418 Sulfate (Sterile Filtered)	10 mL



進階生物科技股份有限公司

台北總公司 02-26959935
台中辦事處 04-22373160

免付費專線 0800251302
台南辦事處 06-2760235

傳真 02-26958373

新竹辦事處 03-5640901

www.level.com.tw

高屏台東辦事處 07-5539956

經銷商 榮陽長庚區:康寧 02-28200822

A-INT190627