



- 以 HEK293 細胞表現人類蛋白，讓蛋白具 **更正確的構形** 與 **轉譯後修飾**
- **超過 10,000 個** 人類全長蛋白的產品可供選擇
- 多種產品形式：Purified proteins / Over-expression lysates
- 提供 **客製化** 及 **大量蛋白純化** 需求



不同蛋白表現系統的比較

	Mammalian	Yeast	Insect cells	E. coli
Protein folding & purification	Optimal 	Poor	Low	Poor
Post-translational processing	Yes 	Low	Low	No
Authenticity & Bioactivity	Native and Active 	Poor	Poor	Very Poor

最佳助手 標籤蛋白抗體

Detection / Purification (IP / Co-IP)

全面特價 錯過不再！

Epitope Tag

DDK (FLAG)

GST

HA

His

Myc

V5

Fluorescent Protein Tag

eGFP

tGFP

mCherry

tdTomato

More FP Tags

Conjugations

Agarose beads

Biotin

DyLight 488

DyLight 550

DyLight 594

HRP

Magnetic beads

PE

明星
商品


推薦

優於市面


Anti-DDK (Flag) Antibody

Cat. no.: TA50011-100 100ul


- 高敏感性、高專一性、應用廣泛
- OriGene 內部指定使用的蛋白質純化、鑑定抗體




WB (1:2000)



IF (1:1000)



IP (1:200)



IP (1:1000)