



RNA Save

完整保存組織、細胞的RNA

- RNA Save是一種含水且無毒的組織和細胞儲存溶液，專用於保存RNA以便用於後續的萃取。
- 可以從組織中回收完整的RNA。RNA Save溶液中的樣品可無限期保存在-20°C或-80°C，無RNA降解。
- RNA Save可用於儲存組織、細胞、細菌和酵母。
- 溶液成分不影響後續RNA萃取實驗。

貨號	品名	規格
01-891-1B	RNA Save	100ml



其他RNA實驗常賣品項

貨號	品名	規格
01-852-1A	DEPC-TREATED WATER	500 ml
01-869-1A	MB Grade Water (DNase RNase-free)	500 ml

High Pure miRNA Isolation Kit

- 樣品適用範圍廣：動物細胞和組織樣本（包括福馬林固定、石蠟包埋切片）
- 可純化出 microRNA (miRNA) 或 enriched miRNA 不使用有毒之有機溶劑
- 操作簡單、快速，可容納700 ul的樣品體積
- KIT 內容物：Tissue Lysis Buffer (for FFPE sections), Proteinase K, recombinant (for FFPE sections), Binding Buffer, Binding Enhancer, Wash Buffer, Elution Buffer, High Pure Filter Tubes, Collection Tubes

貨號	品名	規格
5080576001	High Pure miRNA Isolation Kit	50 reaction



NutriFreez™ D10 高效細胞冷凍保存液

- 超過300篇以上的文獻使用
- 國際上已有臨床實驗應用案例
- Chemically defined，不含任何動物來源成分
- US FDA CDER DMF #33508，遵循cGMP規格生產製造
- 適用細胞庫、生物製藥及細胞治療之應用
- 較短時間內獲得更多的細胞
- 對細胞生存的長期活性的衝擊最小化
- 大幅提升解凍後細胞產量、viability及recovery

通用型配方，多種細胞皆可使用 已測細胞類型: T cells, beta cell, Neurons, Astrocytes, PBMC, Hybridomas, hPSC, ES, iPSC, Cord blood cells, Endothelial cells, CHO, BM-MS, AT-MS, UC-MS, DP-hMSC Multiple mammalian cell lines, adherent and in suspension, >90% recovery: MRC-R, HEK-293, HepG2, HeLa, BSC-1, BGM, 3T3, MA-10, BHK-21, B16-F10, MA-10

hMSC 細胞解凍後生長狀況及細胞型態比較



38,000 cells/cm²
Normal morphology


~4,000 cells/cm²
Abnormal morphology

29,000 cells/cm²
Normal morphology



Superior Recovery (hMSC)

Comparison of cell recovery over homebrew and competitor freezing solutions at 6 days post thaw



Reference: Salkhordeh, et. al. May 2018. Evaluation of different cryopreservation agents for mesenchymal stem cell as final study product. Cytotherapy.

CoolCell LX 細胞漸凍盒

- Isopropanol (IPA) free，無 IPA 污染疑慮
- 無須預冷，每年節省 12L IPA 的用量
- 無須紀錄 IPA 更換頻率
- 取出5分鐘後即可使用
- 高密度泡棉容器耐低溫不意損壞
- 高度度泡棉溫度隔絕更佳，觸碰不凍手



貨號	品名	規格
05-713-1A	NutriFreez D10 細胞凍液	500 ML
432001	CoolCell LX, purple	1 PC
432002	CoolCell LX, green	1 PC
432003	CoolCell LX, orange	1 PC
432004	CoolCell LX, pink	1 PC

買 2 瓶凍液 送 1 個凍盒

買 2 個凍盒 送 1 瓶凍液