

進階生技 2022 生醫年會

促銷專刊

3/26~27 國立陽明交通大學



進階生物科技股份有限公司

台北總公司 02-26959935 免付費專線 0800251302 傳真 02-26958373
經銷商 榮陽長庚區:康寧 02-28200822 www.level.com.tw



進階官網



FB粉絲團

SARTORIUS



熱賣品項
單一特價

買5送5

(可混搭)

貨號	產品名稱	
01-867-1B	AQUAGUARD-1 Solution, 100ML	細胞培養箱專用抑黴劑
01-916-1E	AQUAGUARD-2 Solution, 50ML	水浴槽專用抑黴劑
03-033-1B	Penicillin-Streptomycin Amphotericin B Solution, 100ML	三合一抗生素
03-031-1B	Penicillin-Streptomycin Solution, 100ML	二合一抗生素
03-020-1B	L-Glutamine in Saline Solution, 100ML	添加劑
03-042-1B	Sodium Pyruvate Solution 100mM, 100ML	添加劑
05-713-1C	NutriFreez D10, 20mL	高效無血清細胞凍液
02-023-1A	Dulbecco's PBS w/o CA & MG	緩衝液
03-051-5B	Trypsin EDTA (0.5%), EDTA 0.2% (10X), 100ML	Trypsin 10X
03-050-1B	Trypsin EDTA Solution A (0.25%), EDTA (0.02%), 100ML	Trypsin 1X
03-071-1B	Cell Dissociation Solution (non-enzymatic)	Cell Dissociation
03-055-1A	Cell Cultrue Water, 500ML	細胞培養等級水
03-102-1B	Trypan Blue Solution, 100ML	細胞染劑
01-869-1B	Molecular Biology Grade Water (DNase RNase-free), 100ML	分生實驗等級水
01-888-1B	RBC Lysis Solution, 100ML	紅血球裂解液

MERCK

TurboMix™

加速您的蛋白質電泳

每次配膠都準備瓶瓶罐罐，手忙腳亂？

- 讓兩瓶搞定一切

上層膠要等待，下層膠也要等待，覺得超麻煩！

- 全部加進去，等一次就完成

有沒有辦法在跑膠全程保護好珍貴的蛋白質？

- Bis-Tris 提供全程pH中性環境，解析度大提升

- Bis-tris Resolving solution:

20% acrylamide w/ resolving buffer (proprietary TurboMix™)
Dilute with DI water to desired gel percentage

- Bis-tris Stacking solution:

4% acrylamide w/ stacking buffer - Ready to use

Bis-Tris Gel Casting Kit

新品優惠價 \$1,350 (原價\$2,625)

- TurboMix™ (上下層膠*10片) #TMKIT-10

新手懶人包 \$3,750 (原價\$7,350)

- TurboMix™ (上下層膠*10片) #TMKIT-10
- Sample buffer
- Running buffer (MES/MOPS擇一)
- Transfer buffer



Corning® Pipettors



品名	貨號			
Signal Channel				
Volume Range (µL)	EliteTouch™		Lambda Plus	
0.1 ~ 2.0	6050		4070	
0.5 ~ 1.0	6051		4071	
2 ~ 20	6052		4072	
5 ~ 50	6053			
10 ~ 100	6054		4073	
20 ~ 200	6055		4074	
100 ~ 1000	6056		4075	
Multiple Channel				
Volume Range (µL)	8-Channel	12-Channel	8-Channel	12-Channel
1 ~ 10	6057	6061	4080	4084
5 ~ 50	6058	6062	4081	4085
20 ~ 200	6059	6063	4082	4086
50 ~ 300	6060	6064	4083	4087
Pipettor Stand				
Universal linear Stand, For four pipettors, orange			6066	
Universal linear Stand for four pipettors, transparent			6067	
Universal linear Stand for six pipettors, transparent			6068	
Carousel Rack Stand, For 6 Lambda Plus Pipettor Only			ZGL1408-1	

Corning® Stripettor™ Ultra Pipet Controller

貨號	產品說明
4099	Corning Stripettor Ultra Pipet Controller, with universal power supply, three 0.2 µm filters, 3 colored nose pieces and wall hanger

Corning® CoolRack M 系列

耗材樣式	CoolRack M 系列		貨號	
	顏色			
1.5 / 2 mL microcentrifuge tube	CooRack M6	432034	432035	432036
	CooRack M15	432037	432038	432039

Corning® 熱門耗材

品名	貨號		數量/箱
	TC-Treated		
6 wells 培養盤	3516		1/PK, 50/CS
12 wells 培養盤	3513		1/PK, 50/CS
96 wells 培養盤	3599		1/PK, 100/CS
48 wells 培養盤	3548		1/PK, 100/CS
Cell Culture Dish	430167		20 /Bag, 500 /CS
96 wells EIA 分析盤	9018		25/PK, 100/CS
品名	貨號	數量	
0.1 ~ 10 µL, Bulk Universal tips, Natural	4840	1,000/PK, 10,000/CS	
1 ~ 200 µL, Bulk Universal tips, Natural	4844	1,000/PK, 10,000/CS	
100 ~ 1,000 µL, Bulk Universal tips, Blue	4846	1,000/PK, 10,000/CS	



RNase WiPER

#21131

- Ready-to-Use 400 mL (200mL * 2ea)
- 簡易噴灑、沖洗或擦拭使用
- 有助於消除實驗室儀器、玻璃與整個環境中的 RNase 汙染
- 不含高濃度去污劑、強酸或致癌 DEPC，出色的安全性及不影響後續實驗
- 雙重效果，消除 RNase 汙染外，亦能同時有效去除 DNA 汙染



HiSenScript™ RH(-) RT PreMix kit


#25087

- 高品質預分裝管 (96 tests)
- One-step RT 反應，省時便利，出色靈敏度和專一性
- RNA 只需少量 1pg 至 5ug (mRNA 只需 0.01pg 至 500ng)
- RT Primers 同時含 Random hexamers 及 Oligo(dT)primers，更有效率合成 cDNA
- 短暫 RT 反應 30 分鐘，可用 42-50°C (建議使用 45 °C)
- 適合各種高難度的 GC-rich RNA



highQu
professionally simple

優越的偵測靈敏度
試劑加入清晰可見



ORA™ SEE 藍色染劑

ORA™ 即時定量PCR反應試劑

料號	產品名稱	包裝
QPD0101	ORA™ qPCR Green ROX L Mix, 2X	200 Rxn of 20 µL
QPD0105		1000 Rxn of 20 µL
QPD0501	ORA™ SEE qPCR Green ROX L Mix, 2X	200 Rxn of 20 µL
QPD0505		1000 Rxn of 20 µL
QPD0201	ORA™ qPCR Green ROX H Mix, 2X	200 Rxn of 20 µL
QPD0205		1000 Rxn of 20 µL
QPD0401	ORA™ SEE qPCR Green ROX H Mix, 2X	200 Rxn of 20 µL
QPD0405		1000 Rxn of 20 µL

- 預混 ROX 的 SYBR Green 染劑型 qPCR 試劑
- 適用於 gDNA, cDNA, viral DNA, low copy number 相關實驗
- 擴增反應迅速 Annealing/Extension 只需 20-30 秒!!
- 另附 PCR 等級用水，實驗結果更乾淨!!
- ORA™ SEE 系列內含惰性藍色染劑，清晰辨別!!



Cellaca™ MX **高通量**



- 具備可見光與螢光模組
(K2: 紅 & 綠 ; Spectrum: 可更換螢光filter)
- 使用Trypan Blue或AOPI等其他螢光Dye進行分析
- 具備細胞影像精靈，可自動化抓取實驗參數
- 上樣體積只需20µL，可分辨細胞大小5~300 µm
- 搭配FCS express軟體，可擴充cell image base Flow功能。可進行Cell Cycle或是Apoptosis等分析
- 一次計數24個細胞樣本只需2.5分鐘
- 可見光與螢光機型，將來可進行升級螢光模組
- Trypan Blue或AOPI螢光染劑偵測cell viability
- 最小上樣細胞體積只需25 µL
- 影像自動對焦
- 儀器可支援FDA 21 CFR Part 11規範

Cell Counting / Viability Reagents

品名	貨號	包裝
ViaStain™ AO/PI (acridine orange / propidium iodide) staining solution	CS2-0106-5mL	5 mL
	CS2-0106-25mL	25 mL
ViaStain™ AO (acridine orange) staining solution	CS1-0108-5mL	5 mL
ViaStain™ PI (propidium iodide) staining solution	CS1-0109-5mL	5 mL
ViaStain™ Calcein AM	CS1-0119	200 uL
ViaStain™ Calcein AM / PI Cell Viability Kit	CSK-0118	100 tests
DAPI	CS1-0127-2mL	2 mL
Hoechst 33342	CS1-0128-5mL	5 mL
ViaStain™ Hoechst/PI Viability Kit	CSK-V0005-1	5 X 96 tests

Proliferation/Tracer Reagents

品名	貨號	包裝	
ViaStain™ Total Cell Nuclear Dyes	Bright green dye	CS1-V0008-1	100 uL
	Bright red dye	CS1-V0009-1	50 uL
	Bright far red	CS1-V0010-1	40 uL
	Bright blue dye	CS1-V0011-1	100 uL
ViaStain™ Dead Cell Nuclear Dyes	Bright green dye	CS1-V0012-1	100 uL
	Bright red dye	CS1-V0013-1	100 uL
	Bright far red	CS1-V0014-1	50 uL
	Bright blue dye	CS1-V0015-1	100 uL

ViaStain™ Total ROS Green

品名	貨號	包裝
ViaStain™ Total ROS Green	CSK-V0022-1	300 tests

Cytokine 分析 & SARS-CoV-2偵測

ProcartaPlex Immunoassays

- **多重偵測技術** 可同時定量100種蛋白質的表現
- **物種多** Human、Mouse、Rat、Porcine、Canine、Non Human Primate
- **結省珍貴檢體** 只需 25ul。Serum、Plasma、Cell culture supernatant、Cell & tissue lysate 皆適用
- **省荷包** 偵測標的物越多越划算
- **靈敏度高** pg/ml sensitivity
- **產品選擇彈性化** Panel可互相搭配，也提供全客製化組合



ProcartaPlex human panels **熱賣**

Th1/Th2 Cytokine 11-Plex Human ProcartaPlex Human Panel			
Cat. No. EPX110-10810-901			
GM-CSF	IL-2	IL-6	IL-18
IFN-gamma	IL-4	IL-12 p70	TNF-alpha
IL-1 beta	IL-5	IL-13	

Th9/Th17/Th22/Treg Cytokine 7-Plex Human ProcartaPlex Panel			
Cat. No. EPX070-10817-901			
IL-9	IL-17A	IL-22	IL-27
IL-10	IL-21	IL-23	

Cytokine 7-Plex Human ProcartaPlex Panel 1C			
Cat. No. EPX070-10010-901			
IFN-alpha	IL-1RA	IL-15	TNF-beta (LTA)
IL-1 alpha	IL-7	IL-31	

ProcartaPlex human panel for immuno-oncology

Immuno-Oncology Checkpoint 14-Plex Human ProcartaPlex Panel 1			
Cat. No. EPX14A-15803-901			
BTLA	LAG-3	TIM-3	CD27
GITR	PD1	CD28	CD152 (CTLA4)
HVEM	PD-L1	CD80	
IDO	PD-L2	4-1BB (CD137)	

Immuno-Oncology Checkpoint 14-Plex Human ProcartaPlex Panel 2			
Cat. No. EPX140-15815-901			
MICA	Perforin	ULBP-1,	Arginase-1
MICB	PVR	ULBP-3	ULBP-4
Nectin-2	Siglec-7	Tactile	
NT5E	Siglec-9	E-Cadherin	

Immuno-Oncology Checkpoint 9-Plex Human ProcartaPlex Panel 3			
Cat. No. EPX090-15820-901			
B7-H6	CD276 (B7-H3)	CD47 (IAP)	CD48 (BLAST-1)
TIMD-4	CD134 (OX40)	S100A8/A9	VISTA (B7-H5)
ICOS Ligand (B7-H2)			

ProcartaPlex SARS-CoV-2 panels **推薦**

Coronavirus Ig Total Human 11-Plex ProcartaPlex™ Panel			
Cat. No. EPX110-16000-901			
SARS-CoV-2 Spike (trimer)	SARS-CoV-2 S1 protein		
SARS-CoV-2 RBD (IAP)	SARS-CoV-2 Nucleocapsid		
SARS S1	CoV-NL63	CoV-HKU1	CoV-229E
MERS S1	CoV-OC43	Negative control	

Human SARS-CoV-2 Variants Neutralizing Ab 5-plex Panel				
Cat. No. EPX050-16017-901				
S1 wild type	UK (alpha)	SA (beta)	Brazil (gamma)	B.1.617.2 (delta)

SARS-CoV-2 Ig Total Simplex Panel	
Cat. No. EPX010-16012-901	Spike UK (B.1.1.7) (alpha)
Cat. No. EPX010-16013-901	Spike SA (B.1.351) (beta)
Cat. No. EPX010-16014-901	Spike Brazil (P.1) (gamma)
Cat. No. EPX010-16016-901	Spike Delta (B.1.617.2)




進階提供專業代檢服務

經驗豐富代檢技術

節省您寶貴的時間

輕鬆取得優質數據

省去人員技術訓練



Luminex





Varioskan LUX 全功能雙核心微盤分析儀

- 雙核心光學模組，全波長四光柵/高精準低背景，濾片式模組/高靈敏
- 自動抓取最佳偵測模式，不需要調整及設定PMT參數
- 內建溫控及可調式震盪功能，可升級自動分注器及氣體控制模組
- 支援多種樣品格式，6~1536 well、 μ Drop & μ Drop Duo Plates
- 激發頻寬可調：5 nm & 12 nm，為增加波長精準度
激發波長範圍：200 ~ 1000 nm，發散波長範圍：270 ~ 840 nm，可進行全波長掃描
- 產品應用：螢光、時差式螢光、吸收光、冷光、BRET、FRET、TR-FRET、AlphaScreen、細胞分析等

μ Drop & μ Drop Duo Plates 微量樣品測量盤

- 最多可同時偵測16個(μ Drop Plate)或32個(μ Drop Duo Plates) 2-10 μ l微量樣品的DNA/RNA/Protein

買



Multiskan SkyHigh 酵素免疫分析儀

- 6、12、24、48、96至384孔，以及各式比色管皆可做全光譜掃描的複合式光譜分析儀
- 加大觸控式螢幕
- 全波長機型200-1000 nm
- 內建DNA, RNA, protein定量模式
- 讀取迅速96孔盤6秒內完成



送



Wellwash 微孔盤清洗儀

- 專門設計進行96 well微孔盤清洗
- 彩色液晶面板，簡易單機操作。清洗體積50-1000 μ l
- 內建震盪功能，增加清洗效果
- 殘留量最低小於1.5 μ l。清洗最乾淨
- 內建液面偵測器，可警示清洗液不足或廢液已滿
- 內建Protocol設定沖洗步驟，單鍵即可執程序，更可利用USB存取或攜帶Protocol


PVDF 不怕您比較 / 高線性、高載量、低背景



Amersham ECL Select™ 靈敏度最高

👉 Cat. 29013864, 50mL x 2


- 超高靈敏度: ~ fg 級, 有效偵測微量蛋白
- 與市售同級ECL比較, 低背景值、超高靈敏度
- 訊號穩定可維持 2小時



市售最佳的感光底片

Amersham Hyperfilm ECL

Cytiva Hyperfilm



K牌



貨號	產品名稱	規格
GER10600023	PVDF 0.45UM 300MMx4M 膜	1捲
GERRPN2235	ECL Select WB detection試劑	100 ml
GER28906839	Hyperfilm ECL 8x10in	100片
GER17544202	FICOLL PAQUE PREMIUM試劑	6 x 100 ml
GER17144003	FICOLL PAQUE PLUS試劑	6 x 500 ml
GER17089101	PERCOLL 1000ML	1000 ml
GER17089102	PERCOLL 250ML	250 ml
GER28967070	Protein G Mag Sepharose Xtra 試劑	5 x 1 ml
GER28967062	Protein A Mag Sepharose Xtra 試劑	5 x 1 ml
GER25050071	RNASPIN MINI套組	50 test