

滿額贈好禮

產品隨意搭，好禮任您挑

滿 NT\$10,000

CORNING

SARTORIUS

隨意搭配下列產品，訂單滿萬即可任選贈品。

*贈品請參閱型錄背面品項，活動截止日 2022/7/30

貨號	品名	包裝	應用
COR430167	Corning 100mm TC-Treated culture dish	20/bag, 500/cs	細胞培養
COR430641U	Corning 75 cm2 U-shape培養瓶	5/bag, 100/cs	細胞培養
COR430639	Corning 25 cm2 培養瓶	20/bag, 200/cs	細胞培養
COR3516	Corning 6 well culture plate	1/pk, 50/cs	細胞培養
COR3513	Corning 12 well culture plate	1/pk, 50/cs	細胞培養
COR9018	Corning 96 well ELISA plate	25/pk, 100/cs	ELISA 實驗
COR4870	Corning - reagent reservoirs	5/pk, 200/cs	ELISA 實驗
COR432001	Corning CoolCell™ LX (紫)	1/cs	細胞漸凍盒
COR432002	Corning CoolCell™ LX (綠)	1/cs	細胞漸凍盒
COR432003	Corning CoolCell™ LX (橘)	1/cs	細胞漸凍盒
COR432004	Corning CoolCell™ LX (粉)	1/cs	細胞漸凍盒
BII05-713-1A	Sartorius (BI) NutriFreeze D10 細胞凍液	500 ml	細胞凍液
BIIIC-110100	Sartorius (BI) Pharmacidal 抑黴噴劑	1000 ml	抑黴(漿菌)噴劑
BII20-700-20	Sartorius (BI) EZ-PCR Mycoplasma kit	1 Kit	黴漿菌PCR檢測
BII05-060-1A	Sartorius (BI) BIO-MPM-1 medium	500 ml	無血清培養基 (廣用貼附行細胞)



EZ-PCR™ Mycoplasma Detection Kit

- 符合中華藥典及美國藥典規範，提供產品特異性及靈敏度原廠驗證報告
- 可檢驗多種mycoplasma species: M. fermentans, M. hyorhinitis, M. arginini, M. orale, M. salivarium, M. hominis, M. pulmonis, M. arthritidis, M. bovis, M. pneumoniae, M. pirum and M. capricolum, and Acholeplasma and Spiroplasma
- 提供Positive control, internal control
- Buffer已內含Taq polymerase，不須另外購買
- 敏感度高達10 CFU/ml (標準品驗證 E.P. 2.6.7 Guideline)
- 操作簡單，不須另外抽核酸即可偵測
- PCR方法可適用於細胞治療產品釋放測試



貨號	品名	包裝
20-700-20	EZ-PCR™ Mycoplasma Test Kit	20 tests

Pharmacidal™ Prevention Spray

預防細胞培養黴漿菌及各類實驗室常見汙染

Pharmacidal™ Spray 是一種專用於細胞培養箱、細胞及分生實驗室環境中用來預防汙染的液體噴劑，比使用酒精的效果更好，可以使用再儀器設備或實驗檯面上，可以有效的達到消毒殺菌的功能。其有效成分可防止多種常見的汙染源，且不含任何毒性物質及腐蝕性成分。

產品特色

- 不含腐蝕性急毒性成份
- 有效對抗實驗室常見的汙染源
- 適合GTP實驗室使用
- 使用便利
- 提供確效驗證報告
- 提供第三方細胞安全性測試報告

可防止多種汙染源

- Bacteria
- Fungi (including spores)
- Viruses (including HIV and Hepatitis B)
- Mycoplasma

貨號	包裝
IC-110100	1 L
IC-110100-G	5L



U-Shaped Flasks

人體工學 完美設計 品質優先



- 75T, 150T, 175T
- 符合人體工學設計
- 圓形肩部可改善細胞刮取
- 原料等級符合USP VI規範
- Nonpyrogenic
- Sterility Assurance Level (SAL) of 10⁻⁶
- BSE/TSE compliant
- 150T: 開口變寬，更好操作
- 175T: 減低高度，占用更少的垂直空間，可堆疊更多
- ISO13485規範，品質嚴謹

SARTORIUS

NutriFreez™ D10 高效細胞冷凍保存液


- 超過300篇以上的文獻使用
- 國際上已有臨床實驗應用案例
- Chemically defined，不含任何動物來源成分
- US FDA CDER DMF #33508，遵循cGMP規格生產製造
- 適用細胞庫、生物製藥及細胞治療之應用
- 較短時間內獲得更多的細胞
- 對細胞生存的長期活性的衝擊最小化
- 大幅提升解凍後細胞產量、viability及recovery

通用型配方，多種細胞皆可使用 已測細胞類型: T cells, beta cell, Neurons, Astrocytes, PBMC, Hybridomas, hPSC, ES, iPSC, Cord blood cells, Endothelial cells, CHO, BM-MSC, AT-MSC, UC-MSC, DP-hMSC Multiple mammalian cell lines, adherent and in suspension, >90% recovery: MRC-R, HEK-293, HepG2, HeLa, BSC-1, BGM, 3T3, MA-10, BHK-21, B16-F10, MA-10




貨號	品名	包裝
05-713-1A	NutriFreez D10 細胞凍液	500 ML

hMSC 細胞解凍後生長狀況及細胞型態比較



Superior Recovery (hMSC)

Comparison of cell recovery over homebrew and competitor freezing solutions at 6 days post thaw



Reference: Salkhordeh, et. al. May 2018. Evaluation of different cryopreservation agents for mesenchymal stem cell as final study product. Cytotherapy.

CORNING

CoolCell LX 細胞漸凍盒

- Isopropanol (IPA) free，無 IPA 汙染疑慮
- 無須預冷，每年節省 12L IPA 的用量
- 無須紀錄 IPA 更換頻率
- 取出5分鐘後即可使用
- 高密度泡棉容器耐低溫不意損壞
- 高度度泡棉溫度隔絕更佳，觸碰不凍手

貨號	品名	包裝
432001	CoolCell LX, purple	1 PC
432002	CoolCell LX, green	1 PC
432003	CoolCell LX, orange	1 PC
432004	CoolCell LX, pink	1 PC



優質贈品任您挑選

CORNING

CoolRack M6

由新型導熱合金材料製成，非常適合冷卻、速凍、加熱或解凍 (1.5ml or 2 ml 微量離心管)

#432034 / #432035 / #432036



CORNING

10P Tips

#4120, 96PC/BOX, 40 BOX/CS

#4110, 1000PC/BAG, 10000PC/CS



SARTORIUS

NutriFreez D10 細胞凍液

廣用型高效能細胞凍液 Ready-to-use, 使用簡單方便，推薦搭配CoolCell使用

#05-713-1B, 100ml



TMB Substrate

高穩定度、高靈敏度

#TMBS-0100-01, 100 ml



iNtRON BIOTECHNOLOGY

PRO-PREP™ Protein Extraction Solution



- **簡單**：直接加入，直接萃取，細胞組織皆適用
- **快速**：反應 20-30 分鐘，完成萃取
- **經濟**：已預先混入 5 種 Protease Inhibitors，不需額外購買
- **穩定**：萃取的蛋白質，可穩定於 -20°C 中，保存 6 個月
- **方便**：另有 EDTA-free 版本(附 EDTA 管可按需求添加)，適合各類型實驗
- **產量**：5 X 10⁶ 細胞，平均產量為 2 mg；10 mg 組織，平均產量為 8-9 mg


#17081 / #17081.1

(EDTA-free)

biorion Bunban Prestained Protein Ladder

The BunBan® Prestained Protein Ladder (10-260 kD)

#AAPR0001 / 500 µl



Tris-Glycine Gel 4-20% (Precast and Homemade)