


Millipore®

製備、分離、過濾和檢測產品



期間限定 活動時間：
即日起至2022年10月31日止

迎接開學！ 補貨了沒？

蛋白質電泳&西方墨點法耗材



全配

4片

鑄膠台(2組) + 電泳槽

開學價**29,000**元!

鑄膠台(2組) **加購**

鑄膠台加購優惠價**5,900**元!

轉漬槽 **加購**
優惠價**19,000**元!

電源供應器

mA700
必備款

開學價**22,000**元!

mA400
基礎款

開學價**16,000**元!

mPAGE® 鑄膠台

#怎麼配都不漏!



+ 加速秘訣:

搭配TurboMix® 半自動鑄膠組, 省時省力

mPAGE® Mini Gel
電泳槽

#怎麼裝都不漏!



+ 高解析度秘訣:

搭配mPAGE® 預鑄膠

mPAGE® Mini Wet
Transfer 轉漬槽

#Millipore®「膜」門世家!



+ 成功秘訣:

搭配最多文獻發表的
Immobilon® 轉漬膜, 百「發」百中

mA700必備款 | mA400基礎款
電源供應器

#電泳轉漬一台搞定



+ 共享秘訣:

必備款可儲存30套流程, 每套流程6步驟



mA700必備款 電源供應器

- ✓ 更高的最大輸出量, 提供更大的容量
- ✓ 適合 濕式轉漬 及 半乾式轉漬
- ✓ 可保存30組程式, 每組多達6步驟
- ✓ 運行時有顏色顯示
- ✓ 體積小、可堆疊放置



mA400基礎款 電源供應器

- ✓ 適合 濕式轉漬, 最多轉漬2片膠
- ✓ 計時器控制、2步驟程式
- ✓ 體積小、不占空間

MERCK

mPAGE® Gel Casting System Ordering Information

Description	Components	Cat. No.
-------------	------------	----------

Gel Casting Systems 鑄膠系統

mPAGE® Caster, 2 pk 鑄膠台 (單售) 2組	<ul style="list-style-type: none"> mPAGE® Gel Caster Base (2) mPAGE® Gel Caster Frame (2) mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets (2) mPAGE® Gel Releasers (5) 	GCR2
mPAGE® Casting Kit, 1 mm 鑄膠台 (全配) 1 mm	<ul style="list-style-type: none"> mPAGE® Gel Caster (GCR2 *1) mPAGE® Combs 1.0 mm 10 wells (5 pk) mPAGE® Combs 1.0 mm 15 wells (5 pk) mPAGE® Mini Spacer Plates 1.0 mm (5 pk) mPAGE® Mini Short Plates (10 pk) 	MGCK-10M
mPAGE® Gel Casting Kit, 0.75 mm 鑄膠台 (全配) 0.75 mm	<ul style="list-style-type: none"> mPAGE® Gel Caster (GCR2 *1) mPAGE® Combs 0.75 mm 10 wells (5 pk) mPAGE® Combs 0.75 mm 15 wells (5 pk) mPAGE® Mini Spacer Plates 0.75 mm (5 pk) mPAGE® Mini Short Plates (10 pk) 	MGCK-75M
mPAGE® Gel Casting Kit, 1.5 mm 鑄膠台 (全配) 1.5 mm	<ul style="list-style-type: none"> mPAGE® Gel Caster (GCR2 *1) mPAGE® Combs 1.5 mm 10 wells (5 pk) mPAGE® Combs 1.5 mm 15 wells (5 pk) mPAGE® Mini Spacer Plates 1.5 mm (5 pk) mPAGE® Mini Short Plates (10 pk) 	MGCK-15M

Electrophoresis & Blotting Systems 電泳與轉漬系統

mPAGE® Mini Gel Tank, 2-gel 電泳槽 (2片膠)	<ul style="list-style-type: none"> mPAGE® Tank Lid with Electrode Cables (1) mPAGE® Tank (1) mPAGE® Primary Electrode Core (1) mPAGE® Buffer Dam (1) mPAGE® Gel Releasers (5) 	MGT-2
mPAGE® Mini Gel Tank, 4-gel 電泳槽 (4片膠)	<ul style="list-style-type: none"> mPAGE® Tank Lid with Electrode Cables (1) mPAGE® Tank (1) mPAGE® Primary Electrode Core (1) mPAGE® Secondary Electrode Core (1) mPAGE® Buffer Dam (1) mPAGE® Gel Releasers (5) 	MGT-4
mPAGE® Mini Wet Transfer System 轉漬槽 (2片膠)	<ul style="list-style-type: none"> mPAGE® Tank Lid with Electrode Cables (1) mPAGE® Tank (1) mPAGE® Mini Wet Transfer Module (1) mPAGE® Mini Wet Transfer Cassettes (2) mPAGE® Macroporous Sponge (5) mPAGE® Freezer Pack (2) 	MWTS

Power Supplies 電源供應器

mA700 Essential Power Supply* 必備款 Wet (tank) & semi-dry transfer **MA700-US**

mA400 Basic Power Supply* 基礎款 Wet (tank) transfer for up to 2 gels **MA400-US**

*available with NEMA 5-15P (YP12), CEE 7/7 (YP22), type G (YP61), or Type I (YP03) plugs

Description	Cat. No.
-------------	----------

Accessories 鑄膠與電泳配件

mPAGE® Combs 1.0 mm 10 Wells, 5 pk	C1M10W
mPAGE® Combs 1.0 mm 15 Wells, 5 pk	C1M15W
mPAGE® Combs 0.75 mm 10 Wells, 5 pk	C75M10W
mPAGE® Combs 0.75 mm 15 Wells, 5 pk	C75M15W
mPAGE® Combs 1.5 mm 10 Wells, 5 pk	C15M10W
mPAGE® Combs 1.5 mm 15 Wells, 5 pk	C15M15W
mPAGE® Mini Spacer Plates 0.75 mm, 5 pk	MSPA75
mPAGE® Mini Spacer Plates 1.0 mm, 5 pk	MSPA10
mPAGE® Mini Spacer Plates 1.5 mm, 5 pk	MSPA15
mPAGE® Mini Short Plates, 10 pk	MSHRT
mPAGE® Gel Releasers, 5 pk	GREL5
mPAGE® Casting Plate Rack	CPS1

Gel Casting Reagents 鑄膠試劑

TurboMix® Bis-Tris Polyacrylamide Gel Casting Kit	TMKIT-60
TurboMix® Resolving Solution	TMRES-216ML
TurboMix® Stacking Solution	TMSTK-120ML
Ammonium persulfate (APS), for molecular biology, suitable for electrophoresis, ≥98%	A3678
N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine (TEMED)	T9281

To learn more about mPAGE® Precast Gels, please visit: [SigmaAldrich.com/mpage](https://www.sigmaaldrich.com/mpage)

SDS-PAGE and Transfer Reagents 電泳與轉漬試劑耗材

mPAGE® Color Protein Standard	MPSTD4
mPAGE® Unstained Protein Standard	MPSTD3
mPAGE® Western Protein Standard	MPSTD2
MES SDS running buffer powder for mPAGE® Bis-Tris gels, each packet makes 1 L	MPMES
MOPS SDS Running Buffer Powder for mPAGE® Bis-Tris gels, each packet makes 1 L	MPMOPS
mPAGE® Transfer Buffer Powder, each packet makes 1 L	MTRB
Immobilon®-P PVDF Transfer Membrane	IPVH85R
Immobilon®-E PVDF Transfer Membrane	IEVH85R
Immobilon®-FL PVDF Transfer Membrane	IPFL85R
Immobilon®-PSQ PVDF Transfer Membrane	ISEQ85R
Immobilon®-NC Transfer Membrane	HATF85R
Immobilon® NOW Dispenser	IMDISP


For more information on our complete solution for electrophoresis and Western blotting equipment, please visit: [SigmaAldrich.com/electrophoresis](https://www.sigmaaldrich.com/electrophoresis)

mPAGE® 鑄膠台

#怎麼配都不漏!


防漏重點 ①

實用設計「**玻片定位角**」，保證玻片一定對齊!




防漏重點 ②

重磅升級「**密封墊片**」，保證玻片一定密封!



防漏重點 ③

視覺化「**夾鉗機制**」，保證玻片一定夾緊!




mPAGE® Mini Gel 電泳槽

#怎麼裝都不漏


防漏重點 ①

水平移動即開合卡匣，保證玻片一定**穩定**!



防漏重點 ②

打開卡匣即釋放玻片，保證操作一定**順手**!



防漏重點 ③

卡匣高度與膠條齊平，保證玻片一定**夾緊**!



mPAGE® Mini Gel 電泳槽 mPAGE® Mini Wet Transfer 轉漬槽

貼心除錯設計

若緩衝液槽或轉漬槽安裝錯誤，則上蓋無法蓋起，保證一定不出錯!



超值好禮贈品 做膠跑膠一氣呵成

MERCK

TurboMix™ 加速您的蛋白質電泳 快速鑄膠 Bis-Tris Gel Casting Kit



- 每次配膠都準備瓶瓶罐罐，手忙腳亂？讓兩瓶搞定一切
 - 上層膠要等待，下層膠也要等待，覺得超麻煩！全部加進去，等一次就完成
 - 有沒有辦法在跑膠全程保護好珍貴的蛋白質？Bis-Tris 提供全程pH中性環境，解析度大提升
- Bis-tris Resolving solution: 20% acrylamide w/ resolving buffer (proprietary TurboMix™) Dilute with DI water to desired gel percentage, Bis-tris Stacking solution: 4% acrylamide w/ stacking buffer - Ready to use


只要訂購鑄膠台全配
+電泳槽 (4片)，即可
享以下好禮3選1

	產品編號	產品名稱	
贈品A	TMKIT-10	TurboMix™ Bis-Tris Polyacrylamide Gel Casting Kit	
	二 擇 一	MPMES	MES SDS running buffer powder for mPAGE™ Bis-Tris gels. 5 packets
		MPMOPS	MOPS SDS running buffer powder for mPAGE™ Bis-Tris gels. 5 packets.
	MPSB-10ML	mPAGE™ 4X LDS Sample Buffer, 10 ML	
	MPTRB	Transfer buffer powder for use with mPAGE™ Bis-Tris gels. 10 packets.	
贈品B	INT17081.1	PRO-PREP™ Protein Extraction Solution (Cell/Tissue) (EDTA free), 100ML	
贈品C	INT21071	SMART™ BCA Protein Assay Kit, 2500 test	

好物推薦

ReadyShield® Protease & Phosphatase Inhibitor Cocktail

買1送1!



- 已針對哺乳動物細胞和組織萃取物進行了優化和測試。它包含對絲氨酸、半胱氨酸、酸性蛋白酶、氨基酶、鹼性磷酸酶的 L-同工酶和絲氨酸/蘇氨酸蛋白磷酸酶具有廣泛特異性的抑制劑。
- Ready-to-use
- ReadyShield® 是一種非冷凍配方，儲存時不會凍結，使用方便快捷。
- 100 X solution

買就送RIPA Lysis Buffer, 10X (100ML) x1, 價值NT5,040
或送 mPAGE預鑄膠 (10片裝) x1組, 價值NT8,700

Description	Item Number
ReadyShield® Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail	PPC2020-5ML
RIPA Lysis Buffer, 10X (100ML)	20-188
mPAGE (10片裝) 規格任選	MPXXXX



mPAGE™ 緩衝液

mPAGE™ Reagents for SDS-PAGE and Western Blotting

Description	Qty/Pk	Catalogue Number	
贈 mPAGE™ 4X LDS Sample Buffer	10 mL	MPSB-10ML	
二 擇 一	mPAGE™ MES SDS Running Buffer Powder (Each packet makes 1L)	5 packets	MPMES
	mPAGE™ MOPS SDS Running Buffer Powder (Each packet makes 1L)	5 packets	MPMOPS
贈 mPAGE™ Transfer Buffer Powder (Each packet makes 1L)	10 packets	MPTRB	



進階生物科技股份有限公司

台北總公司 02-26959935 免付費專線 0800251302 傳真 02-26958373
經銷商 榮陽長庚區:康寧 02-28200822 www.level.com.tw



進階官網



FB 粉絲團