

THE FUTURE LAB

進階與您一同邁入新未來

進階生技 2023 生醫年會

促銷專刊

3/18~19 國防醫學院 1F

[敬邀參加] 午餐演講 @ 33教室

演講題目:

1. Modern Drug Discovery with Human Organ Chip
2. 新藥開發之臨床前試驗規劃



CORNING

cytiva

MERCK

BIO-RAD

thermo
scientific

Authorized Distributor

horizon
a PerkinElmer company

SARTORIUS

biogen
Enabling Science through Innovation

INtRON
BIOTECHNOLOGY

highQu
professionally simple

Abnova

level
Discovering
new boundaries

進階生物科技股份有限公司

台北總公司 02-26959935

免付費專線 0800251302

傳真 02-26958373

經銷商 榮陽長庚區:康寧 02-28200822

www.level.com.tw




進階官網



FB粉絲團

1. siRNA雙股經OTP化學修飾，有效降低 Off-targets >90% (美國專利認證: US7595387)。
2. 經獨家SMARTselection™ algorithm挑選 Top 4 score siRNA sequence。
3. Our Guarantee: >75% Knock down at mRNA level*。
4. Citation: 42,800 篇, validated data 業界最多。

優惠 75 折



SMARTpool: 不用挑siRNA序列, Off-targets低

SMARTpool siRNA

料號	產品	包裝
siGENOME	SMARTpool	5 nmol
OTP		10 nmol
Accell		20 nmol
Lincode		50 nmol

相對應 Control

料號	產品	包裝
siGENOME	Non-targeting Pool	5 nmol
OTP		
Accell		
Lincode		

勝



iNtRON BIOTECHNOLOGY



HiSenScript™ RH(-) RT PreMix kit

#25087


- 高品質預分裝管 (96 tests)
- One-step RT 反應, 省時便利, 出色靈敏度和專一性
- RNA 只需少量 1pg 至 5ug (mRNA 只需 0.01pg 至 500ng)
- RT Primers 同時含 Random hexamers 及 Oligo(dT)primers, 更有效率合成 cDNA
- 短暫 RT 反應 30 分鐘, 可用 42-50°C (建議使用 45 °C)
- 適合各種高難度的 GC-rich RNA



highQu

professionally simple

優越的偵測靈敏度
試劑加入清晰可見



ORA™ SEE 藍色染劑

ORA™ 即時定量PCR反應試劑

料號	品名	包裝
QPD0101	ORA™ qPCR Green ROX L Mix, 2X	200 Rxn of 20 µL
QPD0105		1000 Rxn of 20 µL
QPD0501	ORA™ SEE qPCR Green ROX L Mix, 2X	200 Rxn of 20 µL
QPD0505		1000 Rxn of 20 µL
QPD0201	ORA™ qPCR Green ROX H Mix, 2X	200 Rxn of 20 µL
QPD0205		1000 Rxn of 20 µL
QPD0401	ORA™ SEE qPCR Green ROX H Mix, 2X	200 Rxn of 20 µL
QPD0405		1000 Rxn of 20 µL

- 預混 ROX 的 SYBR Green 染劑型 qPCR 試劑
- 適用於 gDNA, cDNA, viral DNA, low copy number 相關實驗
- 擴增反應迅速 Annealing/Extension 只需 20-30秒!!
- 另附 PCR 等級用水, 實驗結果更乾淨!!
- ORA™ SEE 系列內含惰性藍色染劑, 清晰辨別!!

SARTORIUS



熱賣品項
單一特價

買5送5


(可混搭)

貨號	品名	
01-867-1B	AQUAGUARD-1 Solution, 100ML	細胞培養箱專用抑菌劑
01-916-1E	AQUAGUARD-2 Solution, 50ML	水浴槽專用抑菌劑
03-033-1B	Penicillin-Streptomycin Amphotericin B Solution, 100ML	三合一抗生素
03-031-1B	Penicillin-Streptomycin Solution, 100ML	二合一抗生素

ReadyShield® Protease & Phosphatase Inhibitor Cocktail

買1送1


(贈品2選1)



- 已針對哺乳動物細胞和組織萃取物進行了優化和測試。它包含對絲氨酸、半胱氨酸、酸性蛋白酶、氨肽酶、鹼性磷酸酶的 L-同工酶和絲氨酸/蘇氨酸蛋白磷酸酶具有廣泛特異性的抑制劑。
- Ready-to-use
- ReadyShield® 是一種非冷凍配方，儲存時不會凍結，使用方便快捷。
- 100 X solution

買就送 RIPA Lysis Buffer, 10X (100ML) x1 價值 NT\$5,100
或送 BunBan® Prestained Protein Ladder 500 ul x2 價值 NT\$5,000

Description	Item Number
ReadyShield® Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail	PPC2020-5ML
RIPA Lysis Buffer, 10X (100ML)	20-188
BunBan® Prestained Protein Ladder (10-260 kD) 500 ul x2	AAPR0001



mPAGE® Gel Caster and Mini Gel System

新品上市

MERCK



mPAGE® Mini Gel Tank



mPAGE® Mini Wet Transfer System



mPAGE® 鑄膠台

Cat No.	Description	
MGT-4	mPAGE® Mini Gel Tank, 4-gel	可選 1-3 贈品1項 及 4-5 贈品1項
MWTS	mPAGE® Mini wet transfer system	可選 4-5 贈品1項

以下為贈品區

1	MGCK-10M	mPAGE® Casting Kit, 1.0 mm	贈品選項
2	MGCK-75M	mPAGE® Casting Kit, 0.75 mm	贈品選項
3	MGCK-15M	mPAGE® Casting Kit, 1.5 mm	贈品選項
4	GERRPN2235	ECL select	贈品選項
5	GER1060023	0.45um PVDF	贈品選項



工欲善其身，必先利其器！


絕不可錯過的高品質細胞培養塑膠耗材

特價啦!

方案1：熱門品項

同品項 買2送1

Cell Culture Vessel TC-Treated



分類	品名	貨號	規格
Plate	6 well	3516	1/PK, 50/CS
	12 well	3513	1/PK, 50/CS
	24 well	3524	1/PK, 100/CS
	96 well	3599	1/PK, 100/CS
Dish	10 cm	430167	20 /Bag, 500 /CS
	15 cm	430599	5 /Bag, 60 /CS
Flask	25T	430639	20 /Bag, 200/CS
	75T	430641U	5 /Bag, 100/CS
	175T	431080	5 /Bag, 50 /CS


EIA Plate

品名	貨號	規格
96 Well EIA 透明分析盤	9018	25 Qty/PK 100 Qty/CS



Serological Pipet

品名	貨號	規格
Costar® 5mL Stripette®	4487	200/CS
Costar® 10mL Stripette®	4488	200/CS
Costar® 25mL Stripette®	4489	200/CS



Centrifuge Tubes

品名	貨號	Max RCF	規格
15mL	430791	12,500 x g	500/CS
50mL	430829	17,000 x g	500/CS



Bottle Top Filter

品名	貨號	規格
500mL 0.22 µm PES 濾杯	431118	12/CS



Transwell®

品名	貨號	規格
24W 8.0µm, PC	3422	4/CS, 48 insert
24W 8.0µm, PET	3464	4/CS, 48 insert

方案2：精選商品

全面下殺75折

品名	貨號		規格
	EliteTouch™	Lambda Plus	
20~200µL Corning® Pipettors-Signal Channel	 6055	 4074	20 - 200 µL
100~1000µL Corning® Pipettors-Signal Channel	6056	4075	100 - 1,000 µL
0.2-10 µL Universal Fit Bulk Packed Pipet Tips, Natural		4840	1,000/PK, 10,000/CS
1-200 µL Universal Fit Bulk Packed Pipet Tips, Natural		4844	1,000/PK, 10,000/CS
100-1000 µL Universal Fit Bulk Packed Pipet Tips, Blue		4846	1,000/PK, 10,000/CS
Costar 50mL Reagent Reservoirs, Sterile		4870	5/pk, 200/CS
CoolCell LX, 12 x 1 mL or 2 mL 細胞漸凍盒, 四色可選		432001~432004	 1/CS

產品特色

- **多重偵測技術** 可同時定量100種蛋白質的表現
- **物種多** Human、Mouse、Rat、Porcine、Canine、Non Human Primate
- **節省珍貴檢體** 只需 25ul。Serum、Plasma、Cell culture supernatant、Cell & tissue lysate 皆適用
- **省荷包** 偵測標的物越多越划算
- **靈敏度高** pg/ml sensitivity
- **產品選擇彈性化** Panel可互相搭配，也提供全客製化組合

Luminex



限時免代檢費



進階提供專業代檢服務

- ✓ 經驗豐富代檢技術
- ✓ 節省您寶貴的時間
- ✓ 輕鬆取得優質數據
- ✓ 省去人員技術訓練

蛋白質類鑑定及純度分析

- N-terminal amino acid sequence analysis
- Molecular weight determination by mass spectrometry
- Reversed-phase HPLC analysis (where possible)
- SDS-PAGE with Western blotting



生物活性檢測

Determined in the relevant in vitro and in vivo bioassay.

內毒素汙染檢測

Tested by kinetic LAL (Limulus Amebocyte Lysate).

無菌過濾

All products are sterile filtered through a 0.2 micron filter.

熱賣品項

品號	品名	規格
100-03-100	Recombinant Human Heregulinbeta-1	10µg/50µg/100µg/250µg/500µg/1mg
100-18B-10	Recombinant Human FGF-basic (154 a.a.)	10µg/50µg/100µg/250µg/500µg/1mg
100-20-50	Recombinant Human VEGF 165	2µg/10µg/50µg/100µg/250µg/500µg/1mg
100-21-50	Recombinant Human TGF-beta1 (HEK293 derived)	2µg/10µg/50µg/100µg/250µg/500µg/1mg
100-21C-50	Recombinant Human TGF-beta1 (CHO derived)	2µg/10µg/50µg/100µg/250µg/500µg/1mg
120-10C-20	Recombinant Human Noggin	5µg/20µg/50µg/100µg/250µg/500µg/1mg

更多RUO重組蛋白請見




LYNX Rapid & Rapid Plus Conjugation Kits

快速簡便的抗體標記新利器


- 快速 – 30 秒簡易手動操作，孵育 3 小時 (Rapid) / 15 分鐘 (Rapid Plus) 即完成 Conjugation
- 簡單 – 可在最多 0.1% sodium azide 和 0.5% BSA 存在的情況下使用
- 省時 – 省去再次純化的步驟，立即使用，且百分百回收，減少批次間差異及流失
- 應用廣泛，適用於 Flow, ELISA, WB, IHC, IF

省時快速。不輸傳統法

勝



Human Peripheral Blood Cells
 CD4 (MCA1267) labeled with LNK021RPE
 CD8 (MCA1226) labeled with LNK241D650



*LYNX Rapid Plus Kits only

Precision Validated Antibody

高專一性、靈敏度抗體

- 驗證內生性蛋白，非檢測過度表達蛋白，敢于驗證多種細胞株，確認表現量
- WB 結果絕不裁圖，讓您看到全貌，轉漬細節一目瞭然
- 針對磷酸化位點、癌症、神經及心血管疾病等方面進行開發研究。已超過 1,200 種抗體，持續更新中




Precision Ab
 Enhanced Validation

Mycoplasma Removal Agent (MRA)

Prevent & decontaminate cell culture infection

- 使用簡單 1:100 倍稀釋加入，只需七天即可清除 Mycoplasma 汙染
- 無細胞毒性，不影響細胞生長
- 有效對抗多種微漿菌，包括 Mycoplasma orale, M. arginini, M. hyorhinis, Acholeplasma laidlawii



料號	規格
BUF035	5 mL



霉漿菌的預防與排除


alamarBlue®

Cell proliferation and viability reagent


- 可應用於各種人類和動物細胞、細菌和真菌檢體
- 提供無需破壞細胞的細胞增殖和毒性分析，突破傳統 MTT 方式
- 高靈敏定量偵測，只需 50 顆細胞
- 經細胞生長代謝，由藍色(氧化態)轉變為粉紅色(還原態)




料號	規格 (96-well plate)
BUF012A	2,500 wells
BUF012B	10,000 wells




Exosome Marker				Top 20 ELISA	
Catalog No.	Product Name	Applications	Reactivity	SKU	Description
PAB22215	ACLY polyclonal antibody	WB, IHC, IF	Human, Mouse, Rat	KA0286	Hepatitis B surface antigen ELISA kit
H00000060-M01	ACTB monoclonal antibody (M01)	WB, ELISA, IHC	Human, Mouse	KA2114	C5 (Human) ELISA Kit
H00000071-M01	ACTG1 monoclonal antibody (M01)	ELISA, PLA	Human	KA2460	KLH IgG (Mouse) ELISA Kit
PAB18811	ADAM10 polyclonal antibody	WB, ELISA	Human, Mouse, Rat	KA0287	Hepatitis B surface antigen Ab ELISA kit
H00000197-M02	AHSG monoclonal antibody (M02)	WB, ELISA, IP	Human	KA0930	Cotinine ELISA Kit
H00000213-M01	ALB monoclonal antibody (M01)	WB, ELISA, IHC, IP	Human	KA1877	Epinephrine/Norepinephrine ELISA Kit
H00000226-M01	ALDOA monoclonal antibody (M01)	WB, ELISA, IF	Human	KA1912	Pregnenolone ELISA Kit
MAB14267	ALPP monoclonal antibody	IHC, IF, Flow	Human	KA2332	LH (Rodent) ELISA Kit
H00000290-D01P	ANPEP purified MaxPab rabbit polyclonal antibody (D01P)	WB	Human	KA1046	Herpes Simplex Virus I IgG (M/R) ELISA Kit
H00000302-M01	ANXA2 monoclonal antibody (M01)	WB, ELISA, IF	Human	KA1891	Norepinephrine ELISA Kit
				KA2461	KLH IgM (Mouse) ELISA Kit
				KA1894	Serotonin ELISA Kit
				KA1887	Dopamine ELISA Kit
				KA0475	Fibrinogen (Human) ELISA kit
				KA2276	Estradiol ELISA Kit
				KA0968	Treponema pallidum IgG ELISA Kit
				KA3838	Dopamine ELISA Kit
				KA2280	LH ELISA Kit
				KA0512	VWF (Human) ELISA kit




PAB22215
ACLY Pab staining of squamous epithelial cells



H00000060-M01
ACTB Mab (M01) staining of human smooth muscle




H00000213-M01
ALB Mab (M01) staining of human hepatocellular carcinoma




MAB14267
ALPP Mab staining of human placenta

BioGems 提供高品質優質的產品，涵蓋各種小分子、流式細胞術抗體、具有生物活性的功能性抗體、培養基添加劑等。BioGems 產品皆在美國生產，並經過嚴格的質量控管和性能測試，以確保每件產品都符合最高標準。



流式細胞抗體




功能性抗體



ELISA 試劑盒



無血清細胞
培養基添加劑



小分子產品

Flow Cytometry Antibodies

- ▼ 各領域的 CD marker 及 Cytokine
- ▼ 產品經過驗證可確保批次間的一致性
- ▼ 單株抗體可最長的保質期和穩定性
- ▼ 最佳的螢光基團與蛋白質比 (F/P)
- ▼ 獨家螢光染劑 BG Violet 450, BG Violet 500


細胞分離液
Ficoll 細胞分離液
單核細胞分選

- 全球最熱銷的體外單核球細胞分離液
- 橡膠密封蓋，方便無菌抽取使用
- 內毒素 < 0.12EU/ml

貨號	品名	規格	
17144003	Ficoll-Paque PLUS, 1.077	6 x 500 mL	一般科研
17544202	Ficoll-Paque PREMIUM, 1.077	6 x 100 mL	ISO 13485

核酸萃取/試驗
**全球
熱賣款**
微量的樣品也能得到高完整度的RNA
illustra RNAspin Mini Kit

- 多功能萃取，適用於細胞、組織、細菌、酵母菌



貨號	品名	特色
25050071	illustra RNAspin Mini Kit	簡單取得完整 RNA

IP/Co-IP/Pull down
**市占
第一**
Protein A/G Mag Sepharose Xtra

- 操作 **簡單、快速**，僅需磁座即可完成純化
- 方法 **可靠**，結果重複性高，提高 pull-down、免疫沉澱實驗的成功率
- 市售 **最高蛋白載量，高達 27 mg human IgG/ml** (以 Protein G Mag Sepharose Xtra 為例)

貨號	品名	規格
28967062	Protein A Mag Sepharose Xtra	5 x 1 ml
28967070	Protein G Mag Sepharose Xtra	5 x 1 ml

二抗

貨號	品名	規格
NA934-1ML	anti Rabbit IGG HRP from donkey	1ml

轉漬膜

貨號	品名	規格	特點
10600023	Amersham Hybond P 0.45 PVDF	300mmx4m 1 roll/PK	冷光/螢光熱銷款
10600021	Amersham Hybond P 0.2 PVDF	260mm x 4m 1 roll/PK	冷光/螢光熱銷款
RPN303B	Hybond-N+	300mm x 3m 1 roll/PK	高靈敏 DNA/RNA 印跡 (帶正電)

- 超高靈敏度: ~ fg 級，有效偵測微量蛋白
- 與市售同級ECL比較，**低背景值、超高靈敏度**
- 訊號穩定可維持 **2小時**


GE, Amersham ECL Select
T牌, F級
ECL 呈色劑

貨號	品名	規格	特點
RPN2235	Amersham ECL WB Select Reagent	50 ml x 2	市售最高靈敏度 (建議一抗稀釋5000x 起)

最佳的 冷光 / 放射性感光底片 (白片)

貨號	品名	規格	特點
28906839	Amersham Hyperfilm ECL (8 x 10 inches)	100 sheets	超低螢光背景/超高呈色靈敏度
RPN11649	Hypercassette, neutral (standard, 8 x 10 in)	1 Pack	堅固鋁質，確保 -70°C 不透光

蛋白純化 (膠體、填料)

貨號	品名	規格	結合載量	特點
17531802	Ni Sepharose 6 FF	100 ml	>40mg/ml	NTA 螯合 Ni 金屬離子，最熱賣、FF: 高效率、HP: 高解析度
17127902	rProtein A Sepharose FF	25 ml	>50mg/ml	最專一的單抗親合介質、高結合載量