


Corning® CellSTACK®和HYPERStack® 標準封閉系統管路配件

Corning CellSTACK 和 HYPERStack 標準封閉系統可與 Corning CellSTACK、HYPERStack 搭配使用，完成 CellSTACK 和 HYPERStack 的多步操作，包括細胞接種，細胞消化收穫，取樣，轉染，病毒接種，病毒/外泌體/蛋白等產物的收穫等。 Corning CellSTACK 和 HYPERStack 標準封閉系統，為 Corning CellSTACK 和 HYPERStack 操作提供密閉的管路系統，操作靈活，降低污染風險，更符合法規要求。



產品特點

- 現貨、通用、即用型封閉系統
- 適用於 Corning CellSTACK 和 HYPERStack 的密閉操作，降低污染風險，更符合法規
- 完全滿足 CellSTACK 和 HYPERStack 的各種應用
- 三層包裝，滿足GMP要求
- 無菌 SAL 10^{-6}
- 無熱原 $\leq 0.1\text{EU/ml}$
- USP VI 材料，無 BES/TSE 風險




產品應用

細胞培養室濾器配件和細胞培養室液體傳輸配件連接 Corning CellSTACK



5分枝歧管並聯4個Corning HYPERStack



Corning CellSTACK 連接細胞培養室濾器配件和細胞培養室液體傳輸配件之後，四個 Corning CellSTACK 用5分枝歧管並聯

訂購資訊

貨號	產品說明	規格
3254	細胞培養室濾器配件，33mm蓋，3/8" 內徑管路，50mm濾器，0.2 μm	1個/包，5個/箱
3255	細胞培養室液體傳輸配件，33mm蓋，1/8" 內徑管路，母魯爾接頭帶公堵頭	1個/包，5個/箱
3256	細胞培養室液體傳輸配件，33mm蓋，MPC快接頭，3/8" 內徑，61cm管路	1個/包，4個/箱
11935	細胞培養室和超級細胞培養室5分枝歧管，MPC快接頭，3/8" 內徑 1個/包，5個/箱	1個/包，2個/箱