

繽紛夏日 感謝季



滿額贈



CAPRICORN
SCIENTIFIC



眾多大廠精選細胞培養商品
通通8折感恩價，滿額再送感謝禮

CORNING 提供多種塑膠培養表面、型式，為您細胞生長打造最合適的家



表面處理種類	適用範圍
Tissue culture Treated	特殊電漿處理 (非生物性處理)，使表現具親水性與負電荷離子性，適合多數貼附型細胞培養
UltraLow	經無細胞毒性、生物相容且不可降解的水凝膠處理，適合懸浮細胞培養或是避免細胞貼附的實驗設計，例如胚胎球體細胞或腫瘤球體細胞培養
CellBIND	特殊電漿處理 (非生物性處理)，除了使表現具親水性與負電荷離子性，更帶有氧官能基與分子鍵結，適合低血清或無血清培養設計、部分貼附能力較弱的細胞培養與細胞解凍後 Recovery 使用

圓底設計提供 Spheroid 3D 細胞培養模型建立



CAPRICORN & MERCK 助力您的細胞回收



Trypsin-EDTA (0.5%)

CSRTRY-1B10

為實驗室常備消化液，可廣泛性回收各種細胞



新上市

D-PBS 緩衝液

CSRPBS-10XA

10X 濃縮，不含鈣、鎂及酚紅，提供細胞最高等級的沖洗溶液




ACCUTASE

MERSCR005

提供溫和且有效分離細胞。無須額外中和，最適合敏感、脆弱細胞使用

CORNING + SARTORIUS 聯手打造細胞冷凍最佳組合



NutriFreez™ D10


高效細胞冷凍保存液

BII05-713-1B

- Ready-to-use
- 不含動物性成分
- US FDA DMF



CAPRICORN & BI & BIO-RAD 攜手守護您的細胞健康



Mycoplasma Removal Agent (MRA)

BRABUF035



Mycoplasma 無所遁形

EZ-PCR™ Mycoplasma Detection Kit

BII20-700-20

精選商品，直接8折，滿額再送贈品任選一



New

多合一抗生素

CSRAAS-B/CSRPS-B

可有效預防微生物污染，且溫和無害細胞生長



Pharmacidal™ Prevention Spray

BIIIC-110100

廣效型消毒噴劑，預防細胞培養微漿菌及各類實驗室常見汙染

分類	貨號	品名	規格
Pipette	COR4487	5 ML PIPETTE 滴管	50/PK, 200/CS
	COR4488	10 ML PIPETTE 滴管	50/PK, 200/CS
	COR4489	25 ML PIPETTE 滴管	25/PK, 200/CS
Centrifuge Tubes	COR430791	15 ML 離心管	50/PK, 500/CS
	COR430829	50 ML 離心管	25/PK, 500/CS
Filter Cap/Bottle	COR431118	500 ML 0.22um PES膜 過濾頭	1/PK, 12/CS
	COR430770	500 ML 0.45um CA膜 過濾瓶組	1/PK, 12/CS
	COR430281	250 ML 無菌儲存瓶	2/PK, 24/CS
Culture Dish	COR430167	10 CM TC DISH 培養皿	20 /PK, 500 /CS
	COR3296	10 CM CELLBIND DISH 培養皿	5/PK, 40/CS
Culture Flask	COR430641U	75T TC FLASK 培養瓶	5/PK, 100/CS
	COR430825	150T TC FLASK 培養瓶	5/PK, 50/CS
	COR3599	96 Well TC PLATE 平底培養盤	1/PK, 100/CS
Culture Plate	COR7007	96 Well ULA PLATE 圓底培養盤	1/PK, 24/CS
	COR3513	12 Well TC PLATE 平底培養盤	1/PK, 50/CS
	COR3516	6 Well TC PLATE 平底培養盤	1/PK, 50/CS
Analysis Plate	COR3471	6 Well ULA PLATE 平底培養盤	1/PK, 24/CS
	COR9018	96 Well EIA PLATE 分析盤	25/PK, 100/CS
Cryovial	COR430488	2 ML 內旋冷凍小管	50/PK, 500/CS
	COR430659	2 ML 外旋冷凍小管	50/PK, 500/CS
Freezing Medium	BII05-713-1B	NutriFreeze D10 細胞凍存液, 100ml	100 ML
Buffer	BII02-023-1A	DPBS (1X), W/O Ca & Mg 緩衝液	500 ML
	CSRPBS-10XA	DPBS (10X), W/O Ca & Mg, W/O Phenol Red 緩衝液	500 ML
Cell Dissociation Reagent	CSRTRY-1B10	Trypsin-EDTA (0.5%) in DPBS (10x)	100 ML
	MERSCR005	Accutase cell detachment solution	100 ML
	CSRAAS-B	Antibiotic/Antimycotic Solution (100x)	100 ML
Antibiotics	CSRPS-B	Penicillin/Streptomycin (100x)	100 ML
	BRABUF035	Mycoplasma Removal Agent	5 ML
Mycoplasma Prevention	BIIIC-110100	Pharmacidal™ 防微(微漿菌)噴劑	1 L
Mycoplasma Detection Kit	BII20-700-20	PCR MYCOPLASMA KIT 套組	20 ASSAY
Protease Inhibitor	MERPPC2020-5ML	ReadyShield Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail 試劑	5 ML

▶ 同場加映 蛋白研究好幫手

ReadyShield Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail

MERPPC2020-5ML




- 具廣泛特異性的抑制Serine, Cysteine, Acid proteases, Aminopeptidases, L-isozymes of alkaline phosphatases, Serine/ Threonine protein phosphatases活性
- Ready-to-use，非冷凍配方，儲存時不會凍結，使用方便。
- 100倍濃縮

Bunban Prestained Protein Ladder

AAPR0001

- 10-260KD，範圍廣
- 三個顏色，清晰易辨識



貨號	品名	規格
COR4487	5 ML PIPETTE 滴管	50/PK, 200/CS
COR4488	10 ML PIPETTE 滴管	50/PK, 200/CS
COR431118	500 ML 0.22um PES膜 過濾頭	1/PK, 12/CS
COR3516	6 Well TC PLATE 平底培養盤	1/PK, 50/CS
COR430791	15 ML 離心管	50/PK, 500/CS
COR430281	250 ML 無菌儲存瓶	2/PK, 24/CS
COR4110	DeckWork 10ul Tip (Bulk pack)	1000/PK, 10000/CS
MERSCR005	Accutase cell detachment solution	100 ML
CSRTRY-1B10	Trypsin-EDTA (0.5%) in DPBS (10x)	100 ML
CSRAAS-B	Antibiotic/Antimycotic Solution (100x)	100 ML
CSRPS-B	Penicillin/Streptomycin (100x)	100 ML
CSRPBS-10XA	DPBS(10X), W/O Ca&Mg, w/o Phenol Red緩衝液	500 ML
AAPR0001	Bunban Prestained Protein ladder 標識	500ul/Tube
BII02-023-1A	DPBS(1X), W/O Ca Mg 緩衝液	500 ML
BII05-713-1B	NutriFreeze D10, 100ml	100 ML

