

THE **FUTURE LAB** | **CMC**

進階與您一同邁入新未來

進階生技 2024  
**生醫年會**


**促銷專刊**

3/23~24 國防醫學院 3F



1. siRNA雙股經OTP化學修飾，有效降低 Off-targets >90% (美國專利認證: US7595387)。
2. 經獨家SMARTselection™ algorithm挑選 Top 4 score siRNA sequence。
3. Our Guarantee: >75% Knock down at mRNA level\*。
4. Citation: 42,800 篇，validated data 業界最多。

# 75折優惠



SMARTpool: 不用挑siRNA序列，Off-targets低

### SMARTpool siRNA

料號	產品	包裝
siGENOME	SMARTpool	5 nmol
OTP		10 nmol
Accell		20 nmol
Lincode		50 nmol

### 相對應 Control

料號	產品	包裝
siGENOME	Non-targeting Pool	5 nmol
OTP		20 nmol
Accell		20 nmol
Lincode		50 nmol



## iNtRON BIOTECHNOLOGY



## HiSenScript™ RH(-) RT PreMix kit

#25087


- 高品質預分裝管 (96 tests)
- One-step RT 反應，省時便利，出色靈敏度和專一性
- RNA 只需少量 1pg 至 5ug (mRNA 只需 0.01pg 至 500ng)
- RT Primers 同時含 Random hexamers 及 Oligo(dT)primers，更有效率合成 cDNA
- 短暫 RT 反應 30 分鐘，可用 42-50°C (建議使用 45 °C)
- 適合各種高難度的 GC-rich RNA



# highQu

professionally simple

優越的偵測靈敏度  
試劑加入清晰可見



ORA™ SEE 藍色染劑

### ORA™ 即時定量PCR反應試劑

料號	品名	包裝
QPD0101	ORA™ qPCR Green ROX L Mix, 2X	200 Rxn of 20 µL
QPD0105		1000 Rxn of 20 µL
QPD0501	ORA™ SEE qPCR Green ROX L Mix, 2X	200 Rxn of 20 µL
QPD0505		1000 Rxn of 20 µL
QPD0201	ORA™ qPCR Green ROX H Mix, 2X	200 Rxn of 20 µL
QPD0205		1000 Rxn of 20 µL
QPD0401	ORA™ SEE qPCR Green ROX H Mix, 2X	200 Rxn of 20 µL
QPD0405		1000 Rxn of 20 µL

- 預混 ROX 的 SYBR Green 染劑型 qPCR 試劑
- 適用於 gDNA, cDNA, viral DNA, low copy number 相關實驗
- 擴增反應迅速 Annealing/Extension 只需 20-30秒!!
- 另附 PCR 等級用水，實驗結果更乾淨!!
- ORA™ SEE 系列內含惰性藍色染劑，清晰辨別!!


# Real Time PCR System

您值得更好的 全新高效光學技術



## AZURE CIELO™ REAL-TIME PCR SYSTEM

- LED激發 3色/6色
- 高效溫控系統：12個溫度梯度精密控溫
- 更高靈敏度：可區分樣本間1.3倍微量差異
- 更高解析度：100,000pixel/well
- 更少背景干擾：採用 16 well scanning 優於傳統整盤讀取



### Azure Cielo 3

SYBR™ GREEN	EVAGREEN™
FAM™	
VIC®	HEX™
JOE™	CAL FLUOR® 540
CAL FLUOR® ORANGE 560	

### Azure Cielo 6

SYBR™ GREEN	EVAGREEN™
FAM™	
VIC®	HEX™
JOE™	CAL FLUOR® 540
CAL FLUOR® ORANGE 560	
TAMRA™	CY®3
ROX™	TEX®615
CAL FLUOR® RED 610	
CY®5	QUASAR®760
LIZ™	
MUSTANG PURPLE®	
CY® 5.5	


# 眼見為憑! 滿足您所有的影像需求

## Image System Total Solution

Nuclei Protein




Azure Imaging series



Cell Time-Lapse




Biotek Lionheart LX/FX



Spheroid Confocal




Biotek Cytation C10



In-vitro to In-vivo Multi-modal




Azure Sapphire FL



In-vivo Optimized



SIM Ami HTX





### Aquaguard-1 培養箱專用抑黴劑

於培養箱水盤中，每1公升水加入10 mL Aquaguard-1 溶液，建議每 2 週更換一次。



### Aquaguard-2 水浴槽專用抑黴劑

水浴槽中，每1公升水裡加入 2 mL Aquaguard-2 溶液，建議每 1-2 週更換一次。



### 多合一-抗生素

可有效預防微生物污染，且溫和無害細胞生長



### D-PBS 緩衝液

10X 濃縮，不含鈣、鎂及酚紅，提供細胞最高等級的沖洗溶液



### Trypsin-EDTA (0.5%)

為實驗室常備消化液，可廣泛性回收各種細胞



貨號	品名	規格	功用
AACR0001D	Aquaguard-1 抑黴劑 (100X)	100 mL	細胞培養箱專用抑黴劑
AACR0002C	Aquaguard-2 抑黴劑 (500X)	50 mL	水浴槽專用抑黴劑
AAS-B	Antibiotic/Antimycotic Solution (100x)	100 mL	P/S/A 三合一-抗生素
PS-B	Penicillin/Streptomycin (100x)	100 mL	P/S 二合一-抗生素
TRY-1B10	Trypsin-EDTA (0.5 %) in DPBS (10x)	100 mL	10X Trypsin-EDTA 細胞解離酵素
PBS-10XA	DPBS(10X), W/O Ca & Mg, w/o Phenol Red	500 mL	10X DPBS 緩衝液

CORNING

SARTORIUS

好康龍吼哩

限時特價

熱銷商品 第2件5折

可混搭

## 細胞培養最佳組合



分類	貨號	品名	規格
Liquid Handling	4487	5 ML PIPETTE 滴管	50/PK, 200/CS
	4488	10 ML PIPETTE 滴管	50/PK, 200/CS
	4489	25 ML PIPETTE 滴管	25/PK, 200/CS
	430791	15 ML 離心管	50/PK, 500/CS
	430829	50 ML 離心管	25/PK, 500/CS
	431118	500 mL 0.22um PES 膜過濾杯	1/PK, 12/CS
Culture Vessel	3599	96 Well TC PLATE 培養盤	1/PK, 100/CS
	3524	24 Well TC PLATE 培養盤	1/PK, 100/CS
	3513	12 Well TC PLATE 培養盤	1/PK, 50/CS
	3516	6 Well TC PLATE 培養盤	1/PK, 50/CS
	430639	25T TC VENT FLASK 培養瓶	20/PK, 200/CS
	430641U	75T TC VENT FLASK 培養瓶	5/PK, 100/CS
EIA Plate	430167	100 mm TC DISH 培養皿	20/PK, 500/CS
	9018	96 Well EIA 透明分析盤	25/PK, 100/CS
Cryopreservation	430488	2ML 內旋冷凍小管	50/PK, 500/CS
	430659	2ML 外旋冷凍小管	50/PK, 500/CS
	05-713-1B	Sartorius NutriFreeze D10 凍液	100 mL
Transwell	3422	24W 8.0uM TRANSWELL (PC材質)	12/PK, 48/CS
	3450	6W 0.4uM TRANSWELL (PET材質)	6/PK, 24/CS
	3464	24W 8.0uM TRANSWELL (PET材質)	12/PK, 48/CS
Mycoplasma Prevention	MYX-B	MycoplasmXpert, Mycoplasma Removal Reagent (50x) 抗生素	100 mL
	IC-110100	PHARMACIDAL 消毒劑	1L

## 微漿菌速速去

Pharmacidal™  
Prevention Spray

IC-110100

廣效型消毒噴劑，預防細胞培養微漿菌及各類實驗室常見汙染

MycoplasmXpert,  
Mycoplasma  
Removal Reagent

MYX-B

微漿菌去除劑，可直接添加於細胞培養液的高效抗生素




## Leucoperm™ 細胞內抗原分析優化試劑組

- 含有固定細胞及透化的試劑
- 1小時內得到結果
- 最佳染色模式
- 可使抗體進入細胞內時依然保持細胞形態特徵完整
- 可與大多市售conjugate單株抗體搭配使用

料號	規格
BUF09	50 Tests
BUF09B	250 Tests
BUF09C	1000 Tests


省時效果佳



75折  
限時優惠

## Mycoplasma Removal Agent (MRA) Prevent & decontaminate cell culture infection

- 使用簡單 1:100 倍稀釋加入，只需七天即可清除Mycoplasma汙染
- 無細胞毒性，不影響細胞生長
- 有效對抗多種微漿菌，包括Mycoplasma orale, M. arginini, M. hyorhinis, Acholeplasma laidlawii



料號	規格
BUF035	5 mL




霉漿菌的預防與排除

## alamarBlue® Cell proliferation and viability reagent

- 可應用於各種人類和動物細胞、細菌和真菌檢體
- 提供無需破壞細胞的細胞增殖和毒性分析，突破傳統MTT方式
- 高靈敏定量偵測，只需50顆細胞
- 經細胞生長代謝，由藍色(氧化態)轉變為粉紅色(還原態)



料號	規格 (96-well plate)
BUF012A	2,500 wells
BUF012B	10,000 wells



功能性抗體

流式細胞抗體

細胞活性染劑


細胞染色/偵測試劑組

全品項75折

## Annexin V Apoptosis Detection Kit with 7-AAD

Annexin V可偵測細胞凋亡暴露出的磷脂胺酸，並搭配7-AAD核酸染劑區分死細胞


- 提供 PE、FITC、APC 三種螢光選擇，搭配更彈性
- 提供附7-AAD版本套組或單獨購買。



## Foxp3 / Transcription Factor Staining Buffer Kit

Foxp3是CD4+調節型T細胞 (Treg) 的主要轉錄調節因子

- 透過流式細胞儀分析核內抗原
- 低背景干擾與高解析度結果
- 染色與洗滌步驟中皆保持膜通透性



貨號	品名	規格
50-6410-KIT	PE Annexin V Apoptosis Detection Kit with 7-AAD	100 Tests
20-6410-KIT	APC Annexin V Apoptosis Detection Kit with 7-AAD	100 Tests
35-6410-KIT	FITC Annexin V Apoptosis Detection Kit with 7-AAD	100 Tests
50-6409-T100	PE Annexin V	100 Tests
20-6409-T100	APC Annexin	100 Tests
35-6409-T100	FITC Annexin V	100 Tests

貨號	品名	規格
TNB-0607-KIT	Foxp3 / Transcription Factor Staining Buffer Kit	1 Kit
Kit Includes		
TNB-1020 L050	Fix/Perm Concentrate (4X)	50 mL
TNB-1022-L160	Fix/Perm Diluent (1X)	160 mL
TNB-1213-L150	Flow Cytometry Perm Buffer (10X)	150 mL


## 轉漬膜

貨號	品名	規格	特點
10600023	Amersham Hybond P 0.45 PVDF	300mm x 4m 1 roll/PK	冷光/螢光熱銷款
1060002	Amersham Protran 0.45 NC	300mm x 4m 1 roll/PK	冷光/螢光熱銷款
RPN303B	Hybond-N+	300mm x 3m 1 roll/PK	高靈敏 DNA/RNA 印跡 (帶正電)

## 最佳的冷光 / 放射性感光底片 (白片)

貨號	品名	規格	特點
28906839	Amersham Hyperfilm ECL (8 x 10 inches)	100 sheets	超低螢光背景/超高呈色靈敏度
RPN11649	Hypercassette, neutral (standard, 8 x 10 in)	1 Pack	堅固鋁質, 確保 -70°C 不透光

- 超高靈敏度: ~ fg 級, 有效偵測微量蛋白
- 與市售同級ECL比較, 低背景值、超高靈敏度
- 訊號穩定可維持 2小時



Cytiva, Amersham ECL Select

T牌, F級

## ECL 呈色劑

貨號	品名	規格	特點
RPN2235	Amersham ECL WB Select Reagent	50 ml x 2	市售最高靈敏度(建議一抗稀釋5000x 起) <b>靈敏款</b>

## 細胞分離液

### Ficoll 細胞分離液

- 全球最熱銷的體外單核球細胞分離液
- 橡膠密封蓋, 方便無菌抽取使用
- 內毒素 < 0.12EU/ml

### 單核細胞分選

貨號	品名	規格
17144003	Ficoll-Paque PLUS, 1.077	6 x 500 mL 一般科研
17544202	Ficoll-Paque PREMIUM, 1.077	6 x 100 mL ISO 13485

## IP/Co-IP/Pull down

市占第一

### Protein A/G Mag Sepharose Xtra

## 優於他牌結合力10倍

- 操作 **簡單、快速**, 僅需磁座即可完成純化
- 方法 **可靠**, 結果重複性高, 提高 pull-down、免疫沉澱實驗的成功率
- 市售 **最高蛋白載量, 高達 27 mg human IgG/ml** (以 Protein G Mag Sepharose Xtra 為例)

貨號	品名	規格
28967062	Protein A Mag Sepharose Xtra	5 x 1 ml
28967070	Protein G Mag Sepharose Xtra	5 x 1 ml
28903059	Ab Buffer Kit	1Kit

## 蛋白純化 (膠體、填料)

貨號	品名	規格	結合載量	特點
17531802	Ni Sepharose 6 FF	100 ml	>40mg/ml	NTA 整合 Ni 金屬離子, 最熱賣、FF: 高效率、HP: 高解析度
17127903	rProtein A Sepharose Fast Flow	200 ml	>50mg/ml	最專一的單抗親合介質、高結合載量
17078001	Protein A Sepharose CL-4B	1.5 g	>20mg/ml	最經濟、血清、體液、IP專用
17061805	Protein G Sepharose 4FF	200 ml	>18mg/ml	多物種純化專用


## 核酸萃取/試驗

全球熱賣款

微量的樣品也能得到高完整度的RNA

### Amersham RNAspin Mini Kit

- 多功能萃取, 適用於細胞、組織、細菌、酵母菌




貨號	品名	特色
25050071	Amersham RNAspin Mini Kit	簡單取得完整 RNA

## GeneTex你最佳的抗體選擇

最高品質

最強確效

最好服務



## Merck 電泳設備特價供應中

### mPAGE® Gel Caster and Mini Gel System

Discover our new mPAGE® complete solution for casting mini gels, protein electrophoresis and blotting.



mPAGE® Mini Gel Tank



mPAGE® Mini Wet Transfer System  
#MWTS



mA700 Essential Power Supply  
#MA700-US



mA400 Basic Power Supply  
#MA400-US