

進階生技 2026

生醫年會

促銷專刊

March
21-22

國防醫學大學
3F

THE **FUTURE**
LAB | CMC

進階與您
一同邁入
新未來



進階生物科技股份有限公司

台北總公司 02-26959935 免付費專線 0800-251302 www.level.com.tw
新竹 03-5640901 台中 04-22373160 台南 06-2760235 高雄 07-5539956



進階官網



FB粉絲團

經典中的經典 | 滿額好禮大放送

單筆訂單滿 10,000 (含稅)
贈品區任選 3 項



biorion



NutriFreez™ D10
高效細胞冷凍保存液

CDM ACF cGMP
FDA DMF ISO13485



進階嚴選 值得信任
優質胎牛血清

ISO13485 ISO9001

即刻洽詢

免費樣品發送中!
北美、中南美洲
優質血源



分類	貨號	品名	規格
Liquid Handling	4487	5 ML PIPETTE 滴管	50/PK, 200/CS
	4488	10 ML PIPETTE 滴管	50/PK, 200/CS
	4489	25 ML PIPETTE 滴管	25/PK, 200/CS
	430791	15 ML 離心管	50/PK, 500/CS
	430829	50 ML 離心管	25/PK, 500/CS
	431118	500 ML 0.22µm PES 膜過濾杯	1/PK, 12/CS
Culture Vessel	3599	96 Well TC PLATE 培養盤	1/PK, 100/CS
	3516	6 Well TC PLATE 培養盤	1/PK, 50/CS
	430641U	75T TC VENT FLASK 培養瓶	5/PK, 100/CS
	430167	10 CM TC DISH 培養皿	20/PK, 500/CS
EIA Plate	9018	96 Well EIA HIGH BIND 透明分析盤	25/PK, 100/CS
Cryopreservation	430488	2 ML 內旋冷凍小管	50/PK, 500/CS
	430659	2 ML 外旋冷凍小管	50/PK, 500/CS
	05-713-1A	Nutrifreez D10 細胞凍液	500 ML
	05-713-1B	Nutrifreez D10 細胞凍液	100 ML
Dissociation Reagents	C3530-0100	Trypsin EDTA Solution A (0.25%), EDTA (0.02%), with Phenol Red	100 ML
	C3535-0100	Trypsin EDTA Solution C (0.5% Trypsin, 0.2% EDTA), 10X Conc, w/o Phenol Red	100 ML
	C3590-0500	DPBS, w/o Ca ²⁺ & Mg ²⁺ , w/o Phenol Red	500 ML
	C3592-0500	10X DPBS, w/o Ca ²⁺ & Mg ²⁺ , w/o Phenol Red	500 ML
 (經典培養輔助溶液) 贈品區 任選 3 項  (污染防治明星商品)	C3240-0100	NEAA, 100X Conc.	100 ML
	C3543-0100	L-Glutamine Solution (200 mM)	100 ML
	C3546-0100	Sodium Pyruvate Solution, 11.0mg/ml (100 mM)	100 ML
	C3530-0100	Trypsin EDTA Solution A (0.25%), EDTA (0.02%), with Phenol Red	100 ML
	C3590-0500	DPBS, w/o Ca ²⁺ & Mg ²⁺ , w/o Phenol Red	500 ML
	C3580-0500	PBS, w/o Ca ²⁺ & Mg ²⁺ , w/o Phenol Red	500 ML
	AACR0001D	Aquaguard-1 培養箱專用抑黴劑 (100X)	100 ML
	AACR0002C	Aquaguard-2 水浴槽專用抑黴劑 (500X)	50 ML
	AACR0003B	P/S/A 三合一 抗生素	100 ML
	AACR0004B	P/S/ 二合一 抗生素	100 ML



Premium Quality

承襲 BI (Biological Industries) 技術
導入其核心技術與品質標準

基礎培養基 & 添加劑 用量支援

買 1 組送 1 組

貨號	品名	規格
C3010-0500	RPMI 1640, with L-Glutamine	500 ML
C3110-0500	DMEM, High Glucose, with L-Glutamine, w/o Sodium Pyruvate	500 ML
C3113-0500	DMEM, High Glucose, with L-Glutamine, with Sodium Pyruvate	500 ML
C3115-0500	DMEM, High Glucose, w/o Sodium Pyruvate, w/o L-Glutamine	500 ML
C3120-0500	DMEM, Low Glucose, with L-Glutamine, with Sodium Pyruvate	500 ML
C3130-0500	DMEM: F-12 (Ham's) (1:1), with L-Glutamine and Sodium Pyruvate, with 15mM HEPES	500 ML
C3240-0100	NEAA, 100X Conc.	100 ML
C3543-0100	L-Glutamine Solution (200 mM)	100 ML
C3546-0100	Sodium Pyruvate Solution, 11.0mg/ml (100 mM)	100 ML
C3544-0100	HEPES Buffer Solution 1M	100 ML

Media and Supplement

ISO13485 cGMP compliant



WESTERN BLOT 明星商品




市售ECL呈色靈敏度最高

- 超高靈敏度：~ fg 級，有效偵測微量蛋白
- 與市售同級ECL比較，低背景值、超高靈敏度
- 訊號穩定可維持 2小時




	貨號	品名	規格
轉漬膜	10600023	Amersham Hybond P 0.45 PVDF	300mm x 4m 1 roll/PK
	10600021	Amersham Protran 0.45 NC	300mm x 4m 1 roll/PK
	RPN303B	Hybond-N+	300mm x 3m 1 roll/PK
感光底片	28906839	Amersham Hyperfilm ECL (8 x 10 inches)	100 sheets
呈色劑	RPN2235	Amersham ECL WB Select Reagent	50 ml x 2

蛋白純化、膠體 Purification & Resins



- PD-10 column**
- 重力管柱
 - 離心機(+Adapter)
- XK column**
- 雙層玻璃可控溫
 - 適用中低壓0.5Mpa
 - 附Adapter

雙層無菌過濾 厚飛碟



- 雙層PES，效率加倍
- 超級打摺，通量加倍
- 製程等級，品質加倍

原價 \$10,000
最低 2 折起

貨號	品名	規格	特點
17531802	Ni Sepharose 6 FF	100 ml	NTA 螯合 Ni 金屬離子，最熱賣、FF: 高效率、HP: 高解析度
17531901	HisTrap FF	5 x 1 ml	
17078001	Protein A Sepharose CL-4B	1.5 g	最經濟，血清、體液、IP專用
17061805	Protein G Sepharose 4FF	200 ml	多物種純化專用

貨號	品名	孔徑	規格
KM2EKVS	Supor EKV membrane in Mini Kleenpak syringe	0.2 μm	50 ea/pk
KS2ECV2S	Supor™ EX ECV filter in Mini Kleenpak™ syringe	0.2 μm	50 ea/pk

單核細胞分選

Ficoll 細胞分離液

- 全球最熱銷
- 橡膠密封蓋，方便無菌抽取使用
- 內毒素 < 0.12EU/ml
- 符合一般科研及臨床應用



貨號	品名	規格
17144003	Ficoll-Paque PLUS, 1.077	6 x 500 mL 一般科研
17544202	Ficoll-Paque PREMIUM, 1.077	6 x 100 mL ISO 13485

小規模純化磁珠

Protein A/G Mag Sepharose Xtra

市占第一


優於他牌結合力10倍

- 操作 **簡單、快速**，僅需磁座即可完成純化
- 方法 **可靠**，結果重複性高，提高 pull-down、免疫沉澱實驗的成功率
- 市售 **最高蛋白載量**，高達 **27 mg human IgG/ml** (以 Protein G Mag Sepharose Xtra 為例)

貨號	品名	規格
28967062	Protein A Mag Sepharose Xtra	5 x 1 ml
28967070	Protein G Mag Sepharose Xtra	5 x 1 ml
28903059	Ab Buffer Kit	1Kit

1. siRNA雙股經專利化學修飾，有效降低 Off-targets >90% (美國專利認證: US7595387)。
2. 經獨家SMARTselection™ algorithm挑選 Top 4 score siRNA sequence。
3. Our Guarantee: >75% Knock down at mRNA level*。
4. Citation: 42,800 篇，validated data 業界最多。

75折優惠



SMARTpool: 不用挑siRNA序列，Off-targets低

SMARTpool siRNA

料號	產品	包裝
siGENOME	SMARTpool	5 nmol
		10 nmol
		20 nmol
		50 nmol

相對應 Control

料號	產品	包裝
siGENOME	Non-targeting Pool	5 nmol
		20 nmol
		50 nmol



iNtRON BIOTECHNOLOGY



HiSenScript™ RH(-) RT PreMix kit

#25087


- 高品質預分裝管 (96 tests)
- One-step RT 反應，省時便利，出色靈敏度和專一性
- RNA 只需少量 1pg 至 5ug (mRNA 只需 0.01pg 至 500ng)
- RT Primers 同時含 Random hexamers 及 Oligo(dT)primers，更有效率合成 cDNA
- 短暫 RT 反應 30 分鐘，可用 42-50°C (建議使用 45 °C)
- 適合各種高難度的 GC-rich RNA



highQu

professionally simple

優越的偵測靈敏度
試劑加入清晰可見



ORA™ SEE 藍色染劑

ORA™ 即時定量PCR反應試劑


料號	品名	包裝
QPD0101	ORA™ qPCR Green ROX L Mix, 2X	200 Rxn of 20 µL
QPD0105		1000 Rxn of 20 µL
QPD0501	ORA™ SEE qPCR Green ROX L Mix, 2X	200 Rxn of 20 µL
QPD0505		1000 Rxn of 20 µL
QPD0201	ORA™ qPCR Green ROX H Mix, 2X	200 Rxn of 20 µL
QPD0205		1000 Rxn of 20 µL
QPD0401	ORA™ SEE qPCR Green ROX H Mix, 2X	200 Rxn of 20 µL
QPD0405		1000 Rxn of 20 µL

- 預混 ROX 的 SYBR Green 染劑型 qPCR 試劑
- 適用於 gDNA, cDNA, viral DNA, low copy number 相關實驗
- 擴增反應迅速 Annealing/Extension 只需 20-30 秒!!
- 另附 PCR 等級用水，實驗結果更乾淨!!
- ORA™ SEE 系列內含惰性藍色染劑，清晰辨別!!

Mycoplasma Removal Agent (MRA)

Prevent & decontaminate cell culture infection

- 使用簡單 1:100 倍稀釋加入，只需七天即可清除Mycoplasma汙染
- 無細胞毒性，不影響細胞生長
- 有效對抗多種黴漿菌，包括Mycoplasma orale, M. arginini, M. hyorhinitis, Acholeplasma laidlawii



貨號	規格
BUF035	5 mL



黴漿菌的預防與排除


alamarBlue®

Cell proliferation and viability reagent

- 可應用於各種人類和動物細胞、細菌和真菌檢體
- 提供**無需破壞細胞**的細胞增殖和毒性分析，突破傳統MTT方式
- 高靈敏定量偵測，**只需50顆細胞**
- 經細胞生長代謝，由藍色(氧化態)轉變為粉紅色(還原態)



貨號	規格 (96-well plate)
BUF012A	2,500 wells
BUF012B	10,000 wells



Cytek® Tonbo™ Reagents


- 功能性抗體
- 流式細胞抗體
- 細胞活性染劑
- 細胞染色/偵測試劑組

全品項75折

Annexin V Apoptosis Detection Kit with 7-AAD

Annexin V可偵測細胞凋亡暴露出的磷脂胺酸，並搭配7-AAD核酸染劑區分死細胞


- 提供 PE、FITC、APC 三種螢光選擇，搭配更彈性
- 提供附7-AAD版本套組或單獨購買。



Foxp3 / Transcription Factor Staining Buffer Kit

Foxp3是CD4+調節型T細胞 (Treg)的主要轉錄調節因子

- 透過流式細胞儀分析核內抗原
- 低背景干擾與高解析度結果
- 染色與洗滌步驟中皆保持膜通透性



貨號	品名	規格
50-6410-KIT	PE Annexin V Apoptosis Detection Kit with 7-AAD	100 Tests
20-6410-KIT	APC Annexin V Apoptosis Detection Kit with 7-AAD	100 Tests
35-6410-KIT	FITC Annexin V Apoptosis Detection Kit with 7-AAD	100 Tests
50-6409-T100	PE Annexin V	100 Tests
20-6409-T100	APC Annexin	100 Tests
35-6409-T100	FITC Annexin V	100 Tests

貨號	品名	規格
TNB-0607-KIT	Foxp3 / Transcription Factor Staining Buffer Kit	1 Kit
Kit Includes		
TNB-1020-L050	Fix/Perm Concentrate (4X)	50 mL
TNB-1022-L160	Fix/Perm Diluent (1X)	160 mL
TNB-1213-L150	Flow Cytometry Perm Buffer (10X)	150 mL



Cellometer Auto T4

無需設定即可細胞計數與存活率分析
為美國NCI組織指定廠牌



簡單、快速、精確計數


Live Cell Count	320
Dead Cell Count	10
Mean Diameter (micron)	13.6
Viability (%)	97.0
Live Cell Concentration (cells/ml)	8.92 x 10 ⁵

精選耗材限時7折

- 專為 Trypan Blue 設計，細胞計數快速又準確
- 全自動影像分析，降低人為誤差
- 封閉式一次性計數載片，符合實驗室安全規範
- 操作直覺、訓練成本低，適合教學與核心實驗室


貨號	品名	規格
CHT4-SD100-002	1盒裝計數玻片	75 slides
CHT4-SD100-014	12盒裝計數玻片	900 slides
CS2-0106-5ML	AOP1細胞存活率染劑	250 tests
B10-02-020	10 micron確效微珠	200 tests

NovoCyte Opteon Spectral Flow Cytometer




- 一鍵拆解相近螢光、自體螢光
- 臨床樣本實測驗證45色
- VSSC/BSSC系統可全血直接上樣
- 細胞 & Exosome樣本 一機搞定
- 檢測室壓力回饋、自動排塞
- 真正的自動化管理自動清洗



Unmixing **without** AF subtraction



Unmixing **with** AF subtraction



大升級! 高解析水鏡系統! 安捷倫 Cytation C10 自動化共軛焦影像系統



- 多功能複合式共軛焦平台
- 雙光源、雙光路系統
- Spinning Disc 40 & 60 um
- 活細胞長時間拍攝優化 (相位差)
- 整合自動注藥與自動化平台
- 自動化注水水鏡系統

Biotek Reader 平台

- 市場最完整產品線
- 從single mode 到 multimode
- 吸收光、螢光、冷光、FP、TRF、ALPHA
- 全波長、濾鏡式、整合式
- 四區溫控、穩定無水氣
- 市場最高階六功能 Synergy Neo2



Epoch2
吸收光



Synergy LX
三功能



Synergy HTX
四功能



Synergy H1
五功能



Synergy Neo2
六功能


New Launch! XF Flex Analyzer



2D to 3D Metabolim 全新組織樣本應用 全新類器官應用


Day of assay

Dissect tissue of interest




Prepare Seahorse XF assay media

Prepare tissue slice and punch




Prepare live tissue slices 150 – 200 µm



Prepare tissue punches from tissue slices

Deliver tissue punch to well bottom and place ring/mesh

1. Place tissue punches into the well center of XF Flex 3D microplate, install mesh ring



2. Add medium; incubate microplate at 37 °C

Prepare compounds and perform Seahorse XF assay

1. Prepare loading compounds

Contents	Amount/vial (nmol)
ATPase	750
ATP	540
ATPase	300



+ 3 mL/vial

2. Load cartridge ports



3. Start calibration


4. Load Seahorse XF Flex 3D microplate

一次實驗、兩種數據 免疫細胞治療全球最佳平台 單細胞克隆、球狀樣本監控


The one and only! RTCA eSight




Cell-by-cell segmentation



Subsets classification based on single cell characteristics (for example, area, eccentricity, or fluorescence intensity)



Kinetics of subsets' characteristics



Millipore®

Preparation, Separation,
Filtration & Monitoring Products

MERCK

最高品質確效的抗體 最齊全的抗體產品系列

抗體全面 特價優惠中

買抗體 找進階

- 行銷全球超過30年的抗體專家，累計超過千篇以上的文獻肯定及愛用
- 傳承Upstate & Chemicon的抗體優良特色，Merck 抗體皆經過標準的驗證確效，
- IHC抗體專家，超過2500支抗體經過IHC確效，每批皆經過negative control確認
- 抗體種類齊全Epigenetics, Signaling, Neuroscience, Stem Cell, Cancer research, Cell Structure首選品牌
- 具有ChIP 確效抗體，通過Histone array測試，確保抗體可應用在ChIP實驗
- Phosphospecific抗體，皆經過phosphatase treatment及phospho site-specific mutant cell lysate測試其專一性，data更準確。


FUJIFILM

FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation

Wako

LAL內毒素測試的專家 業界最高敏感度0.0005 EU/ml

RiboNAT 快速無菌測試 & LumiMAT 單核細胞熱原測試 新品熱烈上市!



貨號	品名	包裝
FWR291-53101	Limulus Color KY (動力呈色法)	120 test
FWR293-36941	PYROSTAR™ Neo+ (重組factor C)	50 test
FWR293-26551	Limulus Test Tube-S	100 tube
FWR196-15645	Sterile Water, Endotoxin Free	500 ml
FWR293-35221	BioClean 96well plate	50 plate
FWR298-35031	BioCleanTip Wako(R) 1000II	100 tips
FWR291-35021	BioCleanTip Wako(R) 200II	100 tips



ELK Biotechnology

ELK ELISA 品項最齊、品質最優、價格最佳



Conventional
ELISA kits



Micro sample
ELISA kits



Easy Step
ELISA kits

High sensitivity
pg level

High specificity
the cross-reaction rate is
less than 5%

Excellent recovery rate
85%-115%



8500+
Elisa Kits

3000+
Citations

Lead time
3 Business Days


高點數期刊，下個就是你

論文引用 免費贈送ELISA一組

Cancer Cell
IF 48.8



SCIENCE
IF 44.8



Popular Indicators
Partial Literature

